

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

2 Series

1 mode

1 tête de brosse



HX6231/08



## Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire\*

Permet une élimination optimale de la plaque et un nettoyage exceptionnel entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives.

### **Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste**

- La fonction SmarTimer vous aide à respecter le temps de brossage recommandé
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

### **Améliore la santé des gencives comparé à un brossage manuel**

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

### **Permet un brossage personnalisé**

- Le programme EasyStart vous aide à vous adapter à l'utilisation d'une brosse à dents électrique

### **Procure un nettoyage optimal, visible et perceptible**

- Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Un nettoyage plus efficace des zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents manuelle

### **Recommandé par les professionnels dentaires du monde entier**

- Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes


# Points forts

## Un meilleur accès aux dents du fond



Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.

## Plus efficace sur les zones difficiles d'accès




La tête de brosse inclinée et fine et le manche ergonomique de cette brosse à dents permettent de nettoyer plus facilement les zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents manuelle.

## Technologie Sonique



Notre technologie sonique offre un nettoyage dynamique exclusif qui envoie le liquide entre les dents et le long du sillon gingival, pour un nettoyage approfondi tout en douceur.

## EasyStart



La fonction EasyStart ajuste graduellement le niveau de puissance de la brosse à dents au cours des 14 premières utilisations pour vous habituer à l'expérience Philips Sonicare et faciliter la transition entre les deux types de brosses à dents.

## Quadpacer



Dotée d'un minuteur Quadpacer à intervalles favorisant un brossage rigoureux et complet. La brosse à dents émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour indiquer qu'il est temps de passer à une autre zone de la dentition.

## Brossage sûr, tout en douceur



Le mouvement doux de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est sans danger pour les soins dentaires, comme les appareils orthodontiques, les implants et les facettes. Vous pouvez donc l'utiliser sans problème.

## SmartTimer



Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est dotée d'une fonction spéciale SmartTimer pour vous aider à respecter le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

# Caractéristiques

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMh

## Design et finition

Couleur: Noire

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

## Accessoires inclus

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 ProResults pour le contrôle de la plaque

Manches: 1 Série 2 gum health

## Performances de brossage

Bénéfices santé: Améliore la santé des gencives

Performances: Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire\*

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

