

PHILIPS

sonicare

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programėle

FlexCare Platinum Connected

Asmeninės rekomendacijos ir patarimai

Išmanieji jutikliai

3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai

2 šepet. galvutės ir UV dezinf. priem.



HX9192/02

Išmanus valymas. Geresni rezultatai.

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų, kad dantenos būtų sveikesnės*

Su „FlexCare Platinum Connected“ nebereikės spėlioti rūpinantis savo burnos priežiūra. Jutikliai siunčia valymosi duomenis „Sonicare“ programėlei per „Bluetooth®“ belaidę technologiją, o programėlė pateikia asmenines rekomendacijas ir patarimus, kad kiek įmanoma kruopščiau išsivalytumėte dantis.

Track your brushing with real-time guidance

- Įspėja, jei valotės per stipriai
- Moko mažiau trinti
- Sekite valomas vietas ir valykitės geriau

Sonicare app delivers personalized feedback


- Su „Touch Up“ turite galimybę išvalyti praleistas vietas
- Visada žinokite šepetėlio galvutės efektyvumą
- Pradėkite labiau rūpintis vietomis reikalaujančiomis daugiau jūsų atidumo
- Rekomendacijos jūsų valymo įpročiams gerinti

Philips Sonicare's deepest, most complete clean

- Individualus valymas šepetėliu
- Prisitaiko prie dantų ir dantenų kontūrų, kad giliau išvalytų
- Sukurtas taip, kad prisitaikytų prie jūsų gyvenimo būdo
- Dinaminis valomas poveikis – geresnė burnos higiena
- Laikmatis skatina valyti dantis ilgiau ir kruopščiau

Ypatybės

Vietos jutiklis




„FlexCare Platinum Connected“ vietos jutiklis parodo, kur valėtės per trumpai, kad geriau išsivalytumėte. Jei yra vietų, kurias nuolatos praleidžiate valydamiesi šepetėliu, vietos jutiklis atkreips į jas jūsų dėmesį.

Spaudimo jutiklis




Patys galite nepajusti, kad valote per stipriai, tačiau tai pajus „FlexCare Connected“ šepetėlis. Jei spausite per stipriai, suveiks intuityvus spaudimo jutiklis ir šepetėlio rankena švelniai sudrebės, kad žinotumėte, kada mažiau spausti. Atliekant tyrimus nustatyta, kad panaudojus spaudimo jutiklį 7 iš 10 stipriai dantis valančių asmenų sėkmingai sumažino valant naudojamą spaudimą.

Trynimo jutiklis




Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate jam atlikti darbą, o ne atliekate šveitimo judesį. „FlexCare Platinum Connected“ turi šveitimo jutiklį, kuris padeda sumažinti šveitimą, optimizuoti techniką ir švelniau valyti.

„Touch Up“




Jei valydamiesi šepetėliu praleidote kurias nors vietas, „Philips Sonicare“ programėlė seka valomas vietas ir suteikia galimybę sugrįžti ir išvalyti dar kartą. „TouchUp“ teikia asmenines rekomendacijas pagal individualius jūsų valymosi duomenis, tad galite iškart atkreipti dėmesį į praleistas vietas ir geriau išsivalyti dantis.

Asmeninės rekomendacijos



Su „FlexCare Platinum Connected“ galite nustatyti kasdienes tikslus ir sekti progresą. „Sonicare“ programėlėje kaupiama realiu valymosi metu gaunama duomenų istorija, tad galite lengvai peržiūrėti, kaip valotės dantis. Laikui bėgant, dėl programėlėje teikiamų individualių rekomendacijų, patarimų ir įspėjimų pagerės valymosi technika. Net galite dalytis progreso ataskaitomis su savo dantų priežiūros specialistu.


Vietos, kurioms skiriamas dėmesys



Jei dantų priežiūros specialistas nurodė tam tikras vietas burnoje, į kurias reikia atkreipti daugiau dėmesio, nes ten susidaro apnašų,

nusileidžia dantenos ir kyla kitų problemų, su „FlexCare Platinum Connected“ lengviau susidorsite su šiomis probleminėmis vietomis. Galite akcentuoti šias vietas asmeninėje burnos schemoje „Sonicare“ programėlėje, kad kaskart valantis šepetėliu jums primintų į tas vietas atkreipti daugiau dėmesio.

Šepetėlio galvutės efektyvumo stebėjimas



Po kelių mėnesių įprasto naudojimo šepetėlio galvutės palaipsniui nusidėvi ir praranda efektyvumą. „Sonicare“ programėlėje yra išmanioji šepetėlio galvutės efektyvumo stebėjimo priemonė, kuri seka šepetėlio galvutės efektyvumą pagal faktinį valymosi laiką ir spaudimą. Ji praneša, kada reikia keisti šepetėlio galvutę, kad ir toliau rezultatai būtų puikūs. Netgi galite tiesiog naudodamiesi programėle užsakyti galvutės pakeitimui.

Trys režimai, trys intensyvumai



„FlexCare Platinum Connected“ turi tris intensyvumo nustatymus ir tris valymo režimus, tad išsivalysite dantis optimaliai patogiai ir iš tikrųjų giliai. Naudokite „Clean“ režimą, norėdami geriau išsivalyti kasdien, arba „White“ režimą, norėdami pašalinti dėmes. Jei reikia atkreipti daugiau dėmesio į rūpesčių keliančias vietas, su „Deep Clean“ režimu pasieksite išskirtinių rezultatų. Nustatykite mažiausią, vidutinį arba didžiausią intensyvumą pagal asmeninius poreikius. Nustatykite didžiausią intensyvumą, kad rezultatai būtų geriausi.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“^{*} belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su „Bluetooth 4.0“ funkcija

Suderinamumas su „iOS“: 3-ios kartos „iPad“ arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su „iOS7“ operacine sistema

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Ekranas: Apšviestas ekranas

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlės: 1 „FlexCarePlatinum Connected“

Šepetėlių galvutės: 1 „AdaptiveClean“, 1

„InterCare“ standartinė

Kelioninis dėklas: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

Spaudimo jautiklis: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Balinamoji nauda: Natūraliai pašalina apnašas

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas

„Deep Clean“: Stiprinantis gilus valymas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

