


Philips Sonicare AirFloss  
Sonicare AirFloss  
rechargeable

**2 poignées, 4 buses**  
2 étuis de transport



HX8154

## Plus facile que la soie dentaire

Améliore la santé buccodentaire tout en douceur

Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la soie dentaire régulièrement, cela signifie que vous ne délogez pas les bactéries qui peuvent s'accumuler entre les dents et risquent de causer des infections. Heureusement Sonicare AirFloss a été conçu pour vous offrir un nettoyage en profondeur tous les jours, sans vous infliger la corvée de la soie dentaire.

### **Achieve a 30-second clean**

- Utilisation simple, un seul bouton

### **Proven improvement of oral health**

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

### **Simple : visez et appuyez**

- Réservoir facile à remplir
- Pointe de guidage pour un bon positionnement
- Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton
- Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès
- Manche fin et ergonomique
- Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard
- Autonomie de deux semaines

**PHILIPS**  
sonicare


# Caractéristiques

## Technologie Microburst



La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents

## Canule fine et inclinée



Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

## Manche fin et ergonomique



Pour atteindre facilement les moindres recoins de votre bouche.

## Autonomie de deux semaines



L'AirFloss a une autonomie de deux semaines entre deux charges.

## Pointe de guidage



Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.

## Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare



Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.

## Utilisation simple, un seul bouton




Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.

## Réservoir facile à remplir



Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.

## Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire



AirFloss utilise des microgouttelettes composées d'air et d'eau ou de bain de bouche pour éliminer jusqu'à 99 % de plaque en plus entre les dents.\*

# Spécifications

## Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

## Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Durée de fonctionnement: Remplacez la canule tous les 6 mois
- Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 2 semaines ou 14 utilisations
- Temps de charge: 24 heure(s)

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: Le témoin lumineux clignote lorsqu'il est temps de recharger



Date de publication  
2023-12-10

Version: 2.2.3

UPC: 0 75020 02658 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport à la seule utilisation d'une brosse à dents manuelle