

# PHILIPS

## sonicare

Têtes de brosse  
compactes

For Kids

Lot de 2

Taille compacte

Clipsable

Brossage adapté aux enfants

HX6032



## Un excellent nettoyage en quelques secondes.\*

### Nettoie et protège les petites dents à partir de 3 ans

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est idéale pour les petites bouches des enfants avec les dents qui poussent. Elle est uniquement compatible avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids. La brosse à dent électrique Philips Sonicare for Kids et sa tête de brosse adaptée permettent d'avoir une expérience sûre et ludique plus agréable, afin de donner de bonnes habitudes aux enfants.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare

#### **Améliore l'hygiène bucco-dentaire**


- Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

#### **Conçue pour des performances optimales**

- 3 ans et +
- Un excellent nettoyage à chaque seconde
- Conçue pour optimiser le mouvement sonore

## Points forts

### 3 ans et +



La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est dotée de brins profilés adaptés aux dents de votre enfant de 3 ans et plus. Les brins sont extra-souples, pour un nettoyage en douceur. Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend le brossage plus agréable, et parfaitement sûr. Également disponible à la taille supérieure (standard), adaptée aux enfants de 7 ans et plus.

### Un excellent nettoyage en quelques secondes



Alors que vos enfants sont en pleine période d'apprentissage et d'acquisition de bonnes habitudes bucco-dentaires, notre puissance sonore vous permet d'optimiser le temps limité pendant lequel vos enfants se brossent les dents.

### Mouvement sonore optimisé



Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par

minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonore inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonore produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.

### Système de tête de brosse clipsable



Les têtes de brosse Philips Sonicare For Kids se clipsent et se déclipsent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.

### Une meilleure santé bucco-dentaire



Comme toutes les têtes de brosse Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans danger pour les dents et les gencives. Chaque tête de brosse a fait l'objet de tests de qualité prouvant ses performances exceptionnelles et son excellente durabilité.

## Caractéristiques

### Design et finition

Couleur: Bleu et rouge

### Design et finition

Souplesse des brins: Moyen

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent

Taille: Compact

### Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Compatible avec ces modèles:

HealthyWhite+, For Kids

### Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 Philips Sonicare For Kids compactes

### Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

### Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Permet d'éliminer la plaque dentaire

