

PHILIPS

sonicare

Štandardné nástavce pre
sonické zubné kefky

i InterCare

4-balenie

Štandardná veľkosť

Nasadzovací systém

Párovanie režimov BrushSync

HX9004/10



Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.* Čistí medzizubné priestory a ťažko dostupné miesta

Vďaka špičkovej technológii vlákien a extra dlhým vláknám pomáha i InterCare odstrániť až 7-krát viac zubného povlaku medzi zubami než manuálna kefka a zlepšuje zdravie ďasien už po dvoch týždňoch používania.

Innovative technology

- Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Designed to optimize performance

- Testovaný výrobok spĺňa všetky nároky ústnej hygieny
- Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov
- Vždy v obraze o potrebe výmeny, vždy efektívne čistenie.

For exceptional gum care

- Zdravšie ďasná už za 2 týždne

For exceptional plaque removal

- Odstráňte až 7 x viac povlaku vďaka kefkovému nástavcu InterCare*


Hlavné prvky

Odstráňte až 7 x viac povlaku



Nasajte kefkový nástavec InterCare a vylepšite stav dasien už za dva týždne. Výnimočne dlhé vlákna pomáhajú odstrániť viac povlaku z ťažko dostupných miest a medzi zubami a prispievajú tak k zdravým dasnám.

Výnimočne dlhé vlákna



Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia so skrytým povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmiernuje krvácanie a zápal dasien už za 2 týždne.

Párovanie režimov BrushSync™



Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec InterCare sa synchronizuje

s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.

Výmeny kefkového nástavca



Účinnosť kefkových nástavcov klesá po 3 mesiacoch používania, technológia BrushSync™ vás však upozorní skôr, než k tomu dôjde. Vaša inteligentná zubná kefka sleduje, ako často a s akou intenzitou si čistíte zuby, a upozorní vás, keď bude potrebné nástavec vymeniť. Nemáte inteligentnú zubnú kefku Philips Sonicare? Stačí sledovať modré vlákna, a keď sa ich farba zmení na bielu, viete, že je čas na výmenu za nový kefkový nástavec.

Jednoduchý nasadzovací systém




Kefkový nástavec InterCare možno bez problémov nasadiť na tela všetkých zubných kefiek Philips Sonicare s výnimkou modelov PowerUp Battery a Essence. Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Jediná spoľahlivá sonická technológia



Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Bezstarostné čistenie



Všetky kefkové nástavce Philips Sonicare sú bezpečné a šetrné k zubom aj k dasnám. Počas testov naše kefkové nástavce podstupujú náročné skúšky, aby sme mali istotu, že vám pri každom čistení ponúknu výnimočný výkon a trvácnosť.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Stredná

Vlákná s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Kompatibilita

Systém kefkového nastavca: Nasadzovací systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie dasná, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Séria 1100, Séria 2100, Séria 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Párovanie režimov BrushSync

Nevhodný pre: Philips One

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nastavce: 4-kefkový nastavec i InterCare, štandardná veľkosť

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie

Zdravie dasien: Zdravšie dasná do 2 týždňov

Odstraňovanie povlaku: Odstráni až 7 x viac povlaku*



* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

** Párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™