

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

FlexCare

3 načini

1 glava ščetke

UV-čistilnik za glave ščetke

HX6971/59



## Napredno čiščenje

Zobna ščetka za nežno čiščenje zob in dlesni

Inovativna tehnologija zagotavlja boljše rezultate. Obstaja zanesljiv način za bolj zdravo ustno votlino. To je nova ščetka Philips Sonicare FlexCare, ki poskrbi za popolno zdravje ustne votline.

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

### Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja
- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

### Zagotavlja vrhunsko čistočo


- Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje z zobno ščetko Sonicare
- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

### Omogoča ščetkanje po meri

- Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare
- Trije načini čiščenja za boljše rezultate


# Značilnosti

## Trije načini čiščenja



Trije načini vključujejo način Clean za izjemno čistočo v 2 minutah, način White za odstranjevanje površinskih madežev in način Massage za stimulacijo dlesni.

## Izboljšuje zdrave dlesni



Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdrave dlesni.

## Pomaga beliti zobe



Električna zobna ščetka Philips Sonicare pomaga odstranjevati in čistiti madeže na zobeh za bolj bel nasmeh.

## Odstrani do 7-krat več zobnih oblog




Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

## Glava ščetke DiamondClean




Glave ščetke DiamondClean, najboljše glave ščetke Philips Sonicare za beljenje zob, imajo ščetine v obliki diamanta za učinkovito in nežno odstranjevanje oblog. V samo 1 tednu odstranijo obloge kave, čaja, rdečega vina, cigaret in tobaka.

## Program za enostaven začetek



Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da se lažje navadite na uporabo električne zobne ščetke Philips Sonicare

## Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

## SmarterTimer



2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

## Sonična tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.



# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

Barva: Črna

## Napajanje

Napetost: 110–220 V

## Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Vrsta baterije: Litij-ionska

## Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Zaslون: Osvetljen zaslon

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

## Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Glave ščetke: 1 standardna DiamondClean

Ročaji: 1 FlexCare

Polnilnik: 1

Ultravijolični čistilnik: 1

## Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog\*

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: Odstrani 100 % več madežev\*, Zobe pobeli v 1 tednu

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

## Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Massage: Poživljajoča masaža

2 rutini: Go Care in Max Care

