



Philips Sonicare InterCare
Kompaktne glave sonične
zobne ščetke

2 v paketu

Kompaktna velikost
Pritrdljivo
Čiščenje med zobmi

HX9012/07

Vrhunsko čiščenje.* Doseže globlje med zobmi.

Čiščenje med zobmi in na težje dosegljivih delih

Glava zobne ščetke Philips Sonicare InterCare je idealna za vse, ki želijo preprečiti nabiranje oblog med zobmi, blažiti krvavitev in vnete dlesni ter si zagotoviti zdrav in čudovit nasmeh.

A brush head that fits multiple handles

- Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Del rutine za boljšo nego ust

Designed to optimize performance

- Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje
- Zasnovano tako, da dosežete globlje in dlje
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Sezite dlje in storite več



Ta glava zobne ščetke Philips Sonicare ima zelo dolge in goste ščetine, s katerimi očistite tudi zobne obloge globoko med zobmi in na drugih težje dostopnih mestih. Na voljo je tudi v večji standardni velikosti za temeljito čiščenje.

Izboljšano sonično gibanje



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Sistem s pritrdljivimi glavami ščetk



To glavo ščetke enostavno pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko


enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

Boljša nega ust



Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare je tudi ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka glava ščetke je temeljito preizkušena in je izjemno zmogljiva in trpežna.

Prikaz izrabljenosti



Čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako, se glave ščetke v nekaj mesecih normalne uporabe zmeščajo in postopoma obrabijo. Modri prikaz obrabljenosti zbledi do bele barve in tako označuje, da morate zamenjati glavo ščetke. Glavo ščetke za optimalne rezultate zamenjajte vsake tri mesece.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela

Zasnova in izdelava

- Trdota ščetin: Srednja
- Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin
- Velikost: Kompaktno

Združljivost

- Sistem glave ščetke: Pritrdljivo
- Primerno za te modele: 2 koraka za odstranjevanje zobnih oblog, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite

Priloženi predmeti

- Glave ščetke: 2 kompaktni InterCare

Kakovost in zmogljivost

- Zamenjava: Vsake 3 mesece
- Preizkušeno: za optimalno uporabo

Pozitivni vplivi na zdravje

- Zdrave dlesni: Izboljšuje zdravje dlesni
- Odstranjevanje zobnih oblog: Pomaga odstranjevati zobne obloge



Datum izdaje 2022-09-12

Različica: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka