

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

FlexCare

3 načini

2 glavi ščetke

2 ročaja

UV-čistilnik za glave ščetke

HX6932/36



Napredno čiščenje

Zobna ščetka za nežno čiščenje zob in dlesni

Inovativna tehnologija zagotavlja boljše rezultate. Obstaja zanesljiv način za bolj zdravo ustno votlino. To je nova ščetka Philips Sonicare FlexCare, ki poskrbi za popolno zdravje ustne votline.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja
- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

Zagotavlja vrhunsko čistočo


- Zasnovano tako, da dosežete globlje in dlje
- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Omogoča ščetkanje po meri

- Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare
- Trije načini čiščenja za boljše rezultate


Značilnosti

Trije načini čiščenja



Trije načini vključujejo način Clean za izjemno čistočo v 2 minutah, način White za odstranjevanje površinskih madežev in način Massage za stimulacijo dlesni.

Izboljšuje zdrave dlesni



Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdrave dlesni.

Pomaga beliti zobe



Električna zobna ščetka Philips Sonicare pomaga odstranjevati in čistiti madeže na zobeh za bolj bel nasmeh.

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog




Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Sezite dlje in storite več



Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima zelo dolge in goste ščetine, s katerimi očistite zobne obloge tudi globoko med zobmi in na drugih težje dostopnih mestih.

Program za enostaven začetek




Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da se lažje navadite na uporabo električne zobne ščetke Philips Sonicare

Sonična tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

SmarTimer



2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki



Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Bela in zelena

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Ročaj: Tanki ergonomski zasnovani

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Polnilnik: 1

Ročaji: 2 FlexCare

Glave ščetke: 2 standardni InterCare

Ultravijolični čistilnik: 1

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog*

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli za do 2 odtenka

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Massage: Poživljajoča masaža

2 rutini: Go Care in Max Care

