

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk
tannbørste

5 Series gum health

2 moduser

Seks innstillinger som kan
tilpasses

Fire børstehoder

En tungebørste



HX8935/33



Sunnere tannkjøtt på kun to uker

Reduserer rødhet, hevelse og blødende tannkjøtt

Sørger for plakkfjerning og tannkjøttpleie for å forhindre og redusere tidlige tegn på tannkjøtt sykdom samtidig som du får en mest mulig komfortabel pusseopplevelse. Klinisk bevist å forbedre tannkjøtt helsen på tre måter: Reduserer rødhet, hevelse, blødning.

Bevist at den forbedrer munnhygiene

- Bevist å forbedre tannkjøtt helsen på tre måter
- Bedre enn en manuell tannbørste mot gingivitt
- Fjerner opptil seks ganger mer plakk langs tannkjøttkanten

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing
- Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Offers a customized brushing experience

- Clean- og Gum Plus-modus
- Seks innstillinger som kan tilpasses

Gir en overlegen og skånsom rengjøring

- Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene
- Trygg på ortodontisk tannarbeid og skallfasetter

Høydepunkter

Tre måter å gjøre tannkjøttet sunnere på




Klinisk bevist å forbedre tannkjøttelsen på tre måter: reduserer rødhet, hevelse, blødninger (steder)

Fjerner plakk opptil seks ganger bedre



Fjerner opptil seks ganger mer plakk enn en manuell tannbørste.

Forhindrer og reduserer gingivitt



Med overlegen plakkfjerning langs tannkjøttkanten kan denne tannbørsten bidra til å redusere gingivitt opptil 100 % bedre enn en manuell tannbørste på bare to uker

Sikker og skånsom



De skånsomme bevegelsene til Philips Sonicare-tannbørsten er trygg å bruke på tannarbeid, for eksempel ortodontiske implantater og skallfasetter, slik at du kan pusse tennene uten å bekymre deg.

Sonisk teknologi




Den soniske teknologien skaper unike dynamiske pussebevegelser som fører væske mellom tennene og langs tannkjøtttranden for en grundig og skånsom rengjøring

Seks innstillinger som kan tilpasses



Med Philips Sonicare-tannbørste kan du veksle mellom og tilpasse moduser (Clean-modus, Gum Plus-modus) og tre intensiteter for maksimal komfort og den beste rengjøringen.

Clean- og Gum Plus-modus




To minutters Clean-modus gir deg det ultimate innen plakkfjerning (tannpuss anbefalt av tannlege). Gum Plus-modusen stimulerer og masserer tannkjøttet forsiktig.

Smarter



To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer®



30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen



Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker**

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Frostblå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil tre uker**

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 ProResults-standard, 2 Sensitiv standard, 1 ProResults gum health

Lader: 1

Reiseetui: 1

Håndtak: 1 gum health i 5-serien

Tungebørste: 1

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil seks ganger så mye plakk*

Hastighet: Opptil 31 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Gum Plus: Stimulerer tannkjøttet

