

PHILIPS

sonicare

Standard soniske
tannbørstehoder

ProResults

4-pakning

Standard størrelse

Klikkes på plass

Total rengjøring

HX6014/39



Overlegen ytelse.* Sikker kvalitet.

Overlegen ytelse til en god pris

Philips Sonicare ProResults er et av våre mest populære tannbørstehoder og er et godt valg for både nye og gamle Sonicare-brukere som foretrekker den autentiske Sonicare-opplevelsen til en god pris.

A brush head that fits multiple handles

- Fungerer med alle Philips Sonicare-tannbørster som klikkes på

Bevist at den forbedrer munnhygien

- En del av rutinen for bedre munnhygiene

Utformet for å gi optimal ytelse

- Optimal ytelse fra Philips Sonicare
- Påminnelsesbørstehår sikrer deg den mest effektive rengjøringen
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Skikkelig ren følelse i munnen

- Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste


Høydepunkter

Optimal ytelse



Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og rengjør steder der det er vanskelig å komme til.

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk



Dette tannbørstehodet fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Optimal sonisk bevegelse



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Børstehode som klikkes på plass




Dette børstehodet klikkes på og av børsteskaftet, slik at du får sikker tilpassing, enkelt vedlikehold og lettvinngjøring. Det passer til alle Philips Sonicare-tannbørsteskafter unntatt PowerUp med batteri og Essence.

Bedre munnhygiene



Som alle autentiske Philips Sonicare-børstehoder er dette børstehodet skånsomt mot tennene og tannkjøttet. Hvert børstehode er kvalitetstestet for enestående ytelse og varighet.

Påminnelsesbørstehår



Det synes kanskje ikke så godt, men børstehoder mister stivheten og slites gradvis ned ved normal bruk over flere måneder. Våre blå påminnelsesbørstehår mister fargen og blir hvite, slik at du enkelt ser når er det på tide å bytte. Bytt børstehode hver tredje måned for best mulig resultat.

Spesifikasjoner

Consumer Trade Item

Height: 22 cm
Width: 6.2 cm
Length: 3.1 cm
Net weight: 0.035 kg
Gross weight: 0.054 kg
GTIN: 8710103633112
Country of origin: US
Harmonized system code: 96032100

Pappkartong

Height: 14 cm
Width: 15.2 cm
Length: 26.7 cm
Net weight: 0.35 kg
Gross weight: 0.673 kg
GTIN: 18710103633119

Utforming og utseende

Farge: Hvit
Føler bustens stivhet: Middels stor
Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister farge
Størrelse: Standard

Annet

Height: 112.8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68710103633114

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Klikkes på plass
Passer til disse modellene: HealthyWhite+, Plakk-kontroll i 2-serien, Sunt tannkjøtt i 3-serien, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for barn, HealthyWhite

Deler som medfølger

Børstehoder: 4 ProResults standard

Kvalitet og ytelse

Utskifting: Hver tredje måned
Testet: for optimal bruk

Helsefordeler

Plakkfjerning: Fjerner opptil dobbelt så mye plakk*

