

PHILIPS

sonicare

Kompakta soniska
tandborsthuvuden

InterCare

4-pack

Kompakt format

Klickfäste

Rengöring mellan tänderna

HX9014/07



Överlägsen rengöring.* När djupare mellan tänderna.

Rengör mellan tänderna och svåråtkomliga områden

Philips Sonicare InterCare-tandborsthuvud är perfekt för dem som vill ta bort plackansamlingar mellan tänderna, lindra blödande och inflammerat tandkött och visa upp ett friskt och vackert leende.

A brush head that fits multiple handles

- Fungerar med alla Philips Sonicare-tandborstar

Ger bevisat bättre munhälsa

- Del av en bättre rutin för munhälsa

Utformad för optimalt resultat

- Påminnelseborststrån garanterar den effektivaste rengöringen
- Utformat för att nå alla skrymslen och vrår
- Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Funktioner

Nå alla skrymslen och vrår



Det här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har extra långa borststrån med hög densitet. De når dold plack som sitter djupt mellan tänderna och andra ytor som är svåra att rengöra. Finns även i en större standardstorlek för grundlig rengöring.

Maximerade soniska rörelser



Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Borsthuvudsystem med klickfäste



Det här borsthuvudet klickas på och av borsthandtaget, vilket ger en säker passform, enkelt underhåll och enkel rengöring. Det


passar för alla Philips Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp Battery och Essence.

Bättre munhälsa



Precis som alla Philips Sonicare-borsthuvuden är det här borsthuvudet säkert för tänderna och tandköttet. Varje borsthuvud har kvalitetstestats för exceptionell prestanda och hållbarhet.

Påminnelseborststrån



Vid första anblicken är det kanske inte uppenbart men borsthuvuden förlorar fastheten och slits gradvis ned under flera månader av normal användning. Våra blå påminnelsestrån bleknar och blir vita, så att du märker när det är dags att byta ut borsthuvudet. Om du vill ha optimala resultat byter du borsthuvud var tredje månad.

Consumer Trade Item

Height: 22 cm
Width: 6.2 cm
Length: 3.1 cm
Net weight: 0.028 kg
Gross weight: 0.047 kg
GTIN: 8710103619307
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Ytterförpackning

Height: 14 cm
Width: 15.5 cm
Length: 25 cm
Net weight: 0.28 kg
Gross weight: 0.606 kg
GTIN: 18710103619304

Design och finish

Färg: Vit
Borsthårdhet: Medium
Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks
Storlek: Kompakt

Annat

Height: 98.4 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68710103619309

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Klickfäste
Lämpligt för dessa modeller: 2-serien för plackkontroll, 3-serien för friskt tandkött, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 4 InterCare, kompakt

Kvalitet och prestanda

Byte: Var tredje månad
Testad: för optimal användning

Hälsofördelar

Plackborttagning: Avlägsnar plack
Friskare tandkött: Bidrar till att förbättra munhälsan

