

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

HealthyWhite

3 moduri

1 cap de periere

HX6731/02



Dinți mai albi, mai sănătoși

Periuța de dinți desăvârșită pentru dinți mai albi

Toți apreciază un zâmbet strălucitor și alb. Lasă albul natural al dinților tăi să strălucească. S-a demonstrat că periuța de dinți electrică HealthyWhite îndepărtează petele de zi cu zi în numai două săptămâni dacă se utilizează în mod regulat modul Clean & White.

Proven to improve oral health

- Siguranță și delicatețe dovedite clinic
- Dinți mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat

Îți oferă curățare superioară

- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.
- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate

Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare
- Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele
- Mod Clean: mod standard 2 minute
- Mod Sensitive: curățare delicată a dinților și a gingiilor

Repere

Dinți mai albi în mod natural



S-a dovedit că acțiunea de curățare dinamică a acestei periuțe de dinți și contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menține albul natural al dinților.

Mod Clean and White



2 minute în modul Clean cu 30 de secunde suplimentare în modul White pentru a te concentra asupra dinților vizibili din față. Îndepărtează petele de zi cu zi, precum cafeaua, ceaiul, tutunul și vinul roșu. Albește dinții cu 2 nuanțe în numai 2 săptămâni.*

Mod Clean

Pentru curățare zilnică excepțională. Contribuie la menținerea tratamentelor de albire.

Curățare delicată a dinților și a gingiilor



Periuță de dinți Philips Sonicare cu mod Sensitive: curățare delicată și totuși temeinică pentru gingii sensibile

Tehnologie sonică



Acțiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Philips Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

Gât înclinat al capului de periere




Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

Sigură și delicată



Philips Sonicare este o periuță de dinți electrică delicată pentru aparate dentare (capetele de periere se uzează mai repede când sunt utilizate pe aparate dentare), fiind sigură și pentru lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și punji parodontale.

Program cu pornire ușoară




Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare

SmarTimer



Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști

Quadpacer



Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri



Specificații

Design și finisaj

Culoare: Alb mat

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire, Mâner din cauciuc pentru manevrare ușoară

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Articole incluse

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Mânere: 1 HealthyWhite

Capete de periere: 1 ProResults standard

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Îndepărtează până la 90% din pete*

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Albește dinții cu până la 2 nuanțe

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Sensitive: Curățare delicată a dinților și a gingiilor

Clean & White: Mod Clean 2 min. + Mod White 30 sec.

