

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

HealthyWhite

2 moduri

2 capete de periere

2 mânere

HX6762/35



## Dinți mai albi, mai sănătoși

Periuța de dinți desăvârșită pentru dinți mai albi

Toți apreciază un zâmbet strălucitor și alb. Lasă albul natural al dinților tăi să strălucească. S-a demonstrat că periuța de dinți electrică HealthyWhite îndepărtează petele de zi cu zi în numai două săptămâni dacă se utilizează în mod regulat modul Clean & White.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Siguranță și delicatete dovedite clinic
- Dinți mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

### Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat

### Îți oferă curățare superioară

- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate
- Cap de periere DiamondClean pentru cea mai bună albire de la Sonicare
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală

### Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare
- Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele
- Mod Clean: mod standard 2 minute


# Repere

## Dinți mai albi în mod natural



S-a dovedit că acțiunea de curățare dinamică a acestei periuțe de dinți și contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menține albul natural al dinților.

## Mod Clean and White




2 minute în modul Clean cu 30 de secunde suplimentare în modul White pentru a te concentra asupra dinților vizibili din față. Îndepărtează petele de zi cu zi, precum cafeaua, ceaiul, tutunul și vinul roșu. Albește dinții cu 2 nuanțe în numai 2 săptămâni.\*

## Mod Clean

Pentru curățare zilnică excepțională. Contribuie la menținerea tratamentelor de albire.

## Cap de periere DiamondClean



Capetele de periere DiamondClean, cele mai bune capete de periere pentru albire de la Philips Sonicare, au peri în formă de romb


pentru a înlătura eficient, dar totuși delicat, petele de la suprafață și placa bacteriană. Îndepărtează petele acumulate de cafea, ceai, vin roșu, țigări și tutun în doar o săptămână.

## Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană



Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile decât o periuță de dinți manuală.

## Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periutei electrice Philips Sonicare

## Quadpacer



Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

## Gât înclinat al capului de periere



Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

## Sigură și delicată



Philips Sonicare este o periuță de dinți electrică delicată pentru aparate dentare (capetele de periere se uzează mai repede când sunt utilizate pe aparate dentare), fiind sigură și pentru lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și punji parodontale.

## SmarTimer



Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști



# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni\*\*

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Design și finisaj

Culoare: Verde glacial, Roz

## Service

Garanție: Garanție 2 ani

## Ușor de utilizat

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Mâner:** Design ergonomic subțire

**Timp de periere:** Până la 3 săptămâni\*\*

## Articole incluse

Încărcător: 1

**Capete de periere:** 2 capete DiamondClean standard

**Mânere:** 2 HealthyWhite

## Performanță de curățare

**Beneficii pentru sănătate:** Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*, Îndepărtează până la 100 % mai multe pete\*

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

**Beneficii de albire:** Albește dinții cu până la 2 nuanțe, Dinți mai albi într-o săptămână

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

**Clean & White:** Mod Clean 2 min. + Mod White 30 sec.

