

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

ProtectiveClean  
4500

2 moduri de periaj

62.000 mișcări/minut

1x Capăt W2 Optimal White



HX6830/44



## Dinți mai albi. În mod delicat.

Dinți mai albi în doar o săptămână.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ți dinții în doar o săptămână.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Sigură și delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice și dentare
- Albește dinții în numai o săptămână

### Concepute pentru tine

- Încurajare pentru un periaj temeinic
- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periuță de dinți

### Tehnologie inovatoare

- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Te anunță când apeși prea tare
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente

### Optimizează periajul

- Mod Clean and White

# Repere

## Dinți mai albi în mod natural



Atașează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.

## Mod Clean and White




Indiferent dacă dorești să te axezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau vrei să oferi dinților un plus de lustruire, poți conta pe această periuță de dinți electrică pentru albire. Modul Clean oferă curățare superioară, iar modul White este ideal pentru eliminarea petelor de suprafață.

## Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

## Prea multă presiune?



Se poate să nu observi că periajul este prea intens, dar periuța ta de dinți electrică cu senzor de presiune nu va trece asta cu vederea. Dacă începi să aplici presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a-ți aminti să reduci presiunea.

## Tehnologie BrushSync



Philips Sonicare 4500 are o tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.


## Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, te va anunța printr-un indicator

luminos pe mâner și un semnal sonor scurt. Astfel, poți avea siguranța că obții rezultate optime de la capul de periere.

## Cronometre utile




Ai nevoie de o periuță de dinți electrică dotată cu cronometru? QuadPacer te anunță când ai acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce SmartTimer te înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

## Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

## Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Design și finisaj

Culoare: Negru cu gri

## Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

## Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Atenționare de înlocuire: Pentru a asigura

întotdeauna cele mai bune rezultate,

pictograma de reamintire se aprinde

## Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 cap W2 Optimal White

## Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Dinți mai albi într-o

săptămână

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

## Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

## Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi

întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

