

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

ProtectiveClean  
4500

Vgrajeni senzor pritiska

2 načina čiščenja

1 x funkcija BrushSync



HX6830/35



## Bolj beli zobje. Na nežen način.

### Bolj beli zobje v samo 1 tednu.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in pobelite zobe v samo 1 tednu.

#### **Dokazano izboljšuje zdravje ust**

- Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih
- Bolj beli zobje v samo enem tednu

#### **Zasnova po vaši meri**

- Spodbuda za temeljito ščetkanje

#### **Inovativna tehnologija**

- Obvešča vas, če pritisnete premočno
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

#### **Izboljšajte ščetkanje**

- Način Clean and White

# Značilnosti

## Naravna belina zob



Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White, da odstranite površinske madeže in dosežete najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

## Način Clean and White




Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za bolj bele zobe, vam zagotavljamo vse, kar potrebujete: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način White pa odstrani površinske madeže.

## Varno in nežno



Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

## Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem



S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka Philips Sonicare ProtectiveClean začne oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas opozarja, da zmanjšajte pritisk.

## Tehnologija BrushSync



Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejmete pametne opomnike za zamenjavo.


## Opomnik za zamenjavo BrushSync



Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni

signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

## Priročni časovniki



Potrebujete električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

## Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

**Barva:** Pastelno rožnata, Črna/siva

## Napajanje

**Napetost:** 110–220 V

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Čas delovanja (od polne do prazne):** Do 2 tedna

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

**Združljivost ročaja:** Enostavno pritrdljive glave ščetke

**Indikator baterije:** Lučka prikazuje stanje

baterije

**Ročaj:** Tanka ergonomska zasnova

**Prepoznavanje glave ščetke:** Sinhronizira se z optimalnim načinom

**Čas ščetkanja:** Do 2 tedna

**Opomnik za zamenjavo:** Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

## Priloženi predmeti

**Ročaj:** 2 ProtectiveClean

**Glave ščetke:** 2 standardni glavi W2 Optimal White

**Polnilnik:** 1

## Učinkovitost čiščenja

**Hitrost:** Do 62.000 potez ščetke/min

**Pozitivni vplivi na zdravje:** Pomaga zmanjšati karies

**Prispeva k bolj belim zobem:** Zobe pobeli v 1 tednu

**Časovnik:** Quadpacer in SmarTimer

**Povratne informacije o pritisku:** Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

## Načini

**Clean:** Za izjemno vsakdanjo čistočo

**Bela:** Odstranjuje površinske madeže

## Tehnologija pametnega senzorja

**Opomnik za zamenjavo BrushSync:** Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

**Senzor pritiska:** Opozori, ko je ščetkanje premočno

