

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna zobna  
ščetka – preizkus

ProtectiveClean 4300

Vgrajeni senzor pritiska

1 način čiščenja

1 x funkcija BrushSync



HX6848/98



## Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

Do 100 % bolj zdrave dlesni kot pri ročnem čiščenju

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in poskrbite za do 100 % bolj zdrave dlesni v primerjavi z ročno zobno ščetko.

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

### Inovativna tehnologija

- Nežna spodbuda za nežnejše čiščenje
- Uporabniki lahko glave ščetke kar najbolj izkoristijo
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

### Izboljša zdravje pacientovih ust

- Izboljšuje zdravje dlesni do 100 %\*
- Plombe, krone ali občutljivi predeli? Ne skrbite.

### Zasnovano za paciente

- Odličen način, da se seznanite s svojo novo zobno ščetko
- Spodbuda za temeljito ščetkanje


# Značilnosti

## Izboljšuje zdravje dlesni



Goste visokokakovostne ščetine omogočajo izjemno nežno ščetkanje, s katerim odstranite zobne obloge ob robu dlesni in izboljšate zdravje dlesni do 100 % v primerjavi z ročno zobno ščetko, s posebno ukrivljeno konico pa preprosto dosežete tudi zobe v kotičkih ust.

## Ali pritiskate premočno?



Uporabniki morda ne opazijo, da ščetkajo premočno, zato jih na to opozori zobna ščetka. Če uporabniki ščetkajo premočno, začne zobna ščetka oddajati zvočne signale in jih tako opozori, naj zmanjšajo pritisk.

## Varno in nežno




Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

## Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

## Pametni opomniki za zamenjavo




Glave ščetke se čez čas obrabijo, a ne skrbite: naša tehnologija pametnega prepoznavanja glave ščetke nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozori lučka na ročaju. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko in učinkovito čiščenje.

## Tehnologija BrushSync




Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

## Priročni časovniki



Naš časovnik QuadPacer uporabnika obvesti, ali je posamezne dele ustne votline dovolj časa čistil, časovnik Smartimer pa uporabniku pove, ali je njegovo ščetkanje trajalo priporočeni dve minuti.

## Program za enostaven začetek



Na vsako novo stvar se je treba privaditi. Naš program za enostaven začetek vam nudi možnost postopnega, blagega naraščanja moči ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove zobne ščetke.

# Specifikacije

## Napajanje

Napetost: 110–220 V

## Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Vrsta baterije: Litij-ionska

## Zasnova in izdelava

Barva: Svetlo modra

## Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Opomnik za zamenjavo: Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

## Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x ProtectiveClean

Polnilnik: 1

Glave ščetke: 1 x G3 Premium Gum Care, 1 x standardna InterCare, 1 x kompaktna W2c Optimal White

## Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni, Pomaga zmanjšati karies

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

## Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

## Tehnologija pametnega senzorja

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

