

PHILIPS

sonicare

Friskare tandkött på
2 veckor

EasyClean

1 läge och 1 tandborsthuvud

När enkelt tänderna längst bak i
munnen

HX6511/03



Bättre plackborttagning

Med en EasyClean är övergången från manuell tandborste till eltandborste enkel

Sonicarens EasyClean är eltandborsten som ger dig en friskare, renare känsla. Den patenterade soniska teknologin pressar vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten och gör rent där en vanlig tandborste inte når. EasyClean gör fler borströrelser per minut än vad din manuella gör på en månad. Detta i kombination med vår soniska teknologi ger dig kliniskt bevisat friskare tandkött efter enbart 2 veckor. EasyClean är eltandborsten för dig som ibland har blödande tandkött och vill förebygga tandköttinflammation.

Proven to improve oral health

- Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt
- Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare
- Förbättrar munhälsan på två veckor – det är kliniskt bevisat

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Provides a superior clean

- Sonicarens soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna
- Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program – så att du aklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen


Funktioner

Förbättrar munhälsan på två veckor



Med sitt särskilda Gum Care-läge (tandköttsvård) för rengöring som hjälper till att motverka blödning och inflammation i tandköttet kan FlexCare Platinum förbättra munhälsan på bara två veckor – det är kliniskt bevisat.

Håller tänderna vita



Den här elektriska Sonicare-tandborsten från Philips hjälper till att ta bort och reducera fläckar på tänderna, vilket ger dig ett vackrare leende.

Säkert och skonsamt



Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på

tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

Vinklad borsthuvudshals




Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Sonisk teknologi



Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Easy-start-program



Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första borstningstillfällena så att du kan anpassa dig till den elektriska Philips Sonicare-tandborsten

Smarter



Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Quadpacer



Timer med 30-sekundersintervall anger när du är klar med varje fjärdedel av munnen ger en mer konsekvent rengöring i hela munnen



Specifikationer

Design och finish

Färg: Vit

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 EasyClean

Laddare: 1

Borsthuvuden: 1 InterCare, standard

Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Prestanda: Avlägsnar plack

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Ger synbart vitare tänder: Håller tänderna vita

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

