

PHILIPS

sonicare

TongueCare+,
spraysats

TongueCare+

1 tungborste

1 tungspray

BrushSync-parning

HX8071/17



Ren tunga, fräsch andedräkt

Philips Sonicare-rengöring för tungan

Klicka. Spraya. Rengör. Vår banbrytande smarta TongueCare+-tungborste och -spray förvandlar din Philips Sonicare-tandborste till en kraftfull lösning för fräsch andedräkt på ett klick. Tungan får en Sonicare-rengöring. Du får varaktig fräsch andedräkt.

An easy addition to your oral care routine

- Från tandborste till tungskrapa med ett enda klick
- Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt och neutraliserar lukter direkt
- Nå enkelt tungans alla delar

Innovative technology

- 240 MicroBristles för en skonsam djuprengöring
- Philips Sonicare-rengöring för tungan
- Paras automatiskt ihop med tandborstskftet

Funktioner

MicroBristles




Med 240 MicroBristles i gummi är tungborsten TongueCare+ särskilt utformad för att rengöra tungans mjuka och porösa yta. Flexibla MicroBristles formar sig för en skonsam rengöring i fåror, för att få bort bakterieansamlingar och få den bakteriedödande tungsprayen Philips Sonicare BreathRx att tränga ner djupare. Den kompakta formen gör att du bekvämt kan rengöra hela tungan.

Sonisk teknologi



TongueCare+ är den enda tungskrapan med Philips Sonicare-styrka som tar bort bakterier som orsakar dålig andedräkt med varje borsttag. 31 000 vibrationer per minut tar bort smuts och bakterier som orsakar dålig andedräkt på tungan och får de bakteriedödande ingredienserna i tungsprayen Philips Sonicare BreathRx att tränga ner djupare. Tungan känns renare och andedräkten håller sig fräsch längre.

Smart mode-parning



Vår smarta tungborste TongueCare+ har ett mikrochip inuti som kommunicerar med tandborstens skaft. Så när du klickar på den känner skaftet automatiskt igen den och väljer lämpligt läge och intensitetsnivå för att optimera tungrengöringen. Allt du behöver göra är att trycka på strömknappen.

Enkel att klicka på




Tungborsten TongueCare+ förvandlar snabbt din Philips Sonicare-tandborste till en tungskrapa med sonisk effekt. Tungborsten klickas fast på Philips Sonicare-tandborstskaftet, precis som ett vanligt borsthuvud. Det är enkelt att använda, byta och rengöra dessa innovativa tungborstar som är kompatibla med alla Philips Sonicare-tandborstskaft med klickfäste. Så det kan inte bli enklare att lägga till tungrengöring till din dagliga tandvårdsrutin. Den passar för alla Philips Sonicare-tandborstskaft utom PowerUp Battery och Essence.

BreathRx-tungspray



Illaluktande gasformiga svavelföreningar är ingen match för vår BreathRx-tungspray som bevisat dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt och neutraliserar lukter direkt. Den specialutvecklade formeln täcker tungan och håller den insmord för en skonsam rengöring med tungborsten TongueCare+. Den svala mintsmaken gör att munnen känns fräsch och ren.

Gör tungan riktigt ren



För att få tungan riktigt ren behöver du kunna komma åt överallt. Det gör du bekvämt tack vare den ergonomiska formen på TongueCare+tungborsten. Det lilla och flexibla huvudet gör det lätt att ta bort bakterier som orsakar dålig andedräkt i alla skrymslen och vrår.

Specifikationer

Consumer Trade Item

Height: 22.5
Width: 6.3
Length: 4
Net Weight: 0.099
Gross Weight: 0.129
GTIN: 8710103839224
Country of origin: US
Harmonized system code: 96032980

Ytterförpackning

Height: 26.5
Width: 13.5
Length: 13.5
Net Weight: 0.594
Gross Weight: 0.906
GTIN: 18710103839221

Design och finish

Färg: Vit

Material

Elast: Latexfri

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Klickfäste
BrushSync-lägesihoppning
Lämpligt för dessa modeller: 2-serien för plackkontroll, 2-serien för plackförsvar, 3-serien för friskt tandkött, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 1 TongueCare+ tungborste
Antibakteriell tungspray: 2 oz

Ingredienser

Ingredienser i tungspray: Aqua, propylenglycerol, PEG-40 hydrerad ricinolja, Arom, zinkglukonat, PEG-12 dimetikon, Cetylpyridklorid, Eucalyptus, citriodoraolja, Tymol, natriumsackarin, Limonen, CL42090

Bäst före

Öppnad: 6 månader
Tungspray, hållbarhet: 36 månader

