

PHILIPS

sonicare

Elektrisk tannbørste

HealthyWhite

Fjerner flekker på tennene på 2 uker

3 ukers batteritid

HX6711/02



Hvitere, sunnere tenner

Den beste tannbørsten for hvitere tenner

Healthy White er den perfekte elektriske tannbørsten for deg som vil fokusere på hvite tenner. Vår soniske teknologi i kombinasjon med diamantformede børstestrå polerer effektivt misfargede tenner. Healthy White fjerner flekker og misfarginger på tennene allerede etter 2 ukers bruk. Dessuten har Healthy White ulike programmer og intensitetsnivåer, hvilket gjør at du kan skreddersy børstingen ut fra ditt behov.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite

Guides you to follow dental recommendations

- Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid
- Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Provides a superior clean

- Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene
- Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program, slik at du blir vant til Sonicare
- Clean & White-modus: dokumentert fjerning av misfarging

Høydepunkter

Sonisk teknologi




De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

SmarTimer




To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer®



30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen

Easy-start-program



Øker forsiktig effekten i løpet av de første 14 øktene for at du skal komme gradvis inn i bruken av den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten

med Clean & White-modus



To minutter i Clean-modus og 30 sekunder i White-modus med fokus på de synlige fortennene. Fjerner vanlig misfarging fra kaffe, te, tobakk og rødvin. Gjør tennene to nyanser hvitere på bare to uker.

Bidrar til å gjøre tennene hvitere



Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten hjelper deg med å fjerne og redusere misfarging på tennene for et strålende smil.

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk



Den patenterte soniske teknologien fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste.



Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker**

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Isgrønn

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form,

Gummihåndtak for enkel håndtering

Børstetid: Opptil tre uker**

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 ProResults-standard

Håndtak: 1 HealthyWhite

Lader: 1

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 90 % av flekker*

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser hvitere

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Clean & White: 2 min Clean + 30 sek White

