

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

For Kids

2 modes

2 têtes de brosse



HX6311/02



### Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

## Brosse à dents électrique pour enfants

Brosse à dents électrique Philips Sonicare HX6311/02, prend soin du sourire des enfants

#### **Assure un nettoyage optimal**

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

#### **Pour nettoyer et protéger les dents des enfants**

- La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

#### **Conçue pour améliorer les habitudes de brossage**

- Têtes de brosse adaptées à chaque âge pour protéger les petites dents
- Forme stable
- Design permettant différentes prises en main tout en étant adapté aux enfants comme aux parents
- 2 modes de brossage réservés aux enfants garantissant un nettoyage doux et efficace
- Autocollants interchangeables amusants pour personnaliser sa brosse à dents
- La fonction KidPacer propose des sons amusants
- Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

# Points forts

## Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

## Tête de brosse en caoutchouc



La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

## Fonction KidTimer




Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes

## Modes de puissance




Les 2 modes de brossage réservés aux enfants s'adaptent à différents âges pour un nettoyage en douceur. Le mode bas est réservé aux enfants de 4 ans et plus et le mode élevé aux enfants de 7 ans et plus.

## Têtes de brosse adaptées à chaque âge



Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose 2 tailles de tête de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents aux étapes clés du développement dentaire

## Fonction KidPacer



La fonction KidPacer encourage les enfants à se brosser correctement les dents pendant les 2 minutes recommandées par les dentistes.

## Autocollants interchangeables



Permet aux enfants de personnaliser leur brosse à dents

## Forme stable



La conception robuste du manche permet aux enfants de ranger leur brosse à dents verticalement et d'appliquer du dentifrice lorsque la brosse est posée à plat.

## Design permettant différentes prises en main



Design ergonomique permettant aux enfants de se brosser les dents seuls ou avec l'aide de leurs parents

# Caractéristiques

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines\*\*

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Rouge avec 3 autocollants interchangeables

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact, Manche en caoutchouc pour une prise en main facile

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines\*\*

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 brosse à dents Sonicare pour les enfants standard, 1 Philips Sonicare For Kids compacte

Manches: 1 Philips Sonicare For Kids

Chargeur: 1

## Performances de brossage

Bénéfices santé: Pour de bonnes habitudes de soin buccodentaire

Performances: 75 % plus efficace\*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: KidTimer et Quadpacer

## Modes

Modes de puissance: 2

