



Philips Sonicare FlexCare  
Platinum  
Akumulatorska zobna  
ščetka

3 načini, 3 intenzivnosti

2 glavi ščetke  
S senzorjem pritiska  
UV-čistilnik za glave ščetke

HX9182/10

## Učinkovito čiščenje med zobmi

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi\*

Z devetimi edinstvenimi možnostmi ščetkanja, intuitivnim senzorjem pritiska in napredno tehnologijo glave ščetke Philips Sonicare FlexCare Platinum presega tradicionalno čiščenje in zagotavlja izjemno odstranjevanje zobnih oblog in izboljšano zdravje dlesni.

### **Pomaga vam izpolnjevati priporočene smernice za ščetkanje**

- Opozori vas, če se ščerkate premočno
- Časovniki pomagajo spodbujati temeljito ščetkanje

### **Omogoča ščetkanje po meri**

- Prilagodite način in intenzivnost

### **Zagotavlja učinkovito čiščenje zob in dlesni**

- Sonična tehnologija za boljše zdravje ust
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi
- Klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Nova glava ščetke InterCare omogoča napredno medzobno čiščenje


### **Podaja se vašemu življenjskemu slogu**

- Dolga življenjska doba baterije in potovalna torbica
- Priročna potovalna torbica in polnilnik

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Značilnosti

### 9 načinov ščetkanja



FlexCare Platinum vam omogoča izbiro med tremi načini čiščenja (čisto, belo, nega dlesni) in tremi intenzivnostmi (nizka, srednja ali visoka) za ščetkanje, ki je popolnoma prilagojeno vam.

### V dveh tednih izboljša zdrave dlesni



FlexCare Platina s posebnim načinom za nego dlesni za usmerjeno čiščenje pomaga zmanjševati krvavenje iz dlesni in vnetje, zato klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdrave dlesni.

### Tehnologija glave ščetke InterCare




Glava ščetke InterCare z zelo dolgimi ščetinami za čiščenje med zobmi in ob dlesni ter napredno tehnologijo čiščenja odstranjuje zobne obloge in polira zobe. Ko morate glavo ščetke napolniti, modre ščetine postopoma začnejo postajati bele.

### Sonična tehnologija




Philips Sonicare ima za razliko od tradicionalnih ali električnih zobnih ščetk patentirano sonično tehnologijo. Zobna ščetka Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem tekočino usmerja med zobe, s čimer nežno in učinkovito odstranjuje zobne obloge med zobmi in ob dlesni.

### Doseže predel globoko med zobmi



FlexCare Platinum doseže predele globoko med zobmi za najučinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog. Klinično dokazano odstrani 7-krat več zobnih oblog med zobmi kot ročna zobna ščetka.

### Intuitivni senzor pritiska




FlexCare Platinum ima edinstven intuitivni senzor pritiska, ki pomaga preprečevati agresivno ščetkanje. Če pritiskate premočno, ročaj nežno vibrira in vas opozarja na to.

### Zasnovano za vaš življenjski slog



Naša vrhunska potovalna torbica omogoča higienično shranjevanje zobne ščetke, kompaktni potovalni polnilnik pa skrbi za polno baterijo, ko ste na poti. S samo enim polnjenjem boste uživali v dveh tednih redne uporabe, zato na poti ne boste prikrajšani za svež občutek.

### Quadpacer in SmarTimer



FlexCare Platinum ima dva časovnike, ki pomagata spodbujati temeljito ščetkanje. Intervalni časovnik Quadpacer vas opozori, kdaj morate ščetko premakniti v drug del ust, SmarTimer pa vam pomaga, da zobe ščetkate dve minuti, kot priporočajo zobozdravniki.

### Potovalna torbica in polnilnik



Zobno ščetko FlexCare Platinum s potovalno torbico in kompaktnim potovalnim polnilnikom lahko enostavno vzamete kamorkoli.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela s kovinsko sprednjo ploščo

## Napajanje

- Napetost: 110–220 V

## Tehnične specifikacije

- Baterija: Za polnjenje
- Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne\*\*
- Vrsta baterije: Litij-ionska

## Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

- Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije
- Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke
- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Zaslon: Osvetljen zaslon
- Čas ščetkanja: Do 3 tedne\*\*

## Priloženi predmeti

- Potovalna torbica: 1

- Glave ščetke: 1 standardna InterCare, 1 kompaktna InterCare
- Polnilnik: 1
- Ročaji: 1 FlexCare Platinum
- Ultravijolični čistilnik

## Učinkovitost čiščenja

- Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min
- Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog\*
- Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Senzor pritiska: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika
- Prispeva k bolj belim zobem: Pomaga naravno odstranjevati madeže
- Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

## Načini

- 3 intenzivnosti: Nizka, Srednja, Visoka
- Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
- Gum Care: Nežno masira dlesni
- Bela: Odstranjuje površinske madeže



Datum izdaje 2022-06-06

Različica: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke  
\*\* pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean