

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

DiamondClean

5 modos

2 cabeças de escova

Carregador de copo, estojo de  
viagem

com modo Polir



HX9352/04



## Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

A melhor escova de dentes sónica de branqueamento da Philips Sonicare

O melhor branqueamento Sonicare na nossa escova de dentes elétrica mais elegante da Philips Sonicare. Mude para a Sonicare.

### Proven to improve oral health

- Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova DiamondClean\*
- Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas\*
- Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual
- Escolha entre 5 modos, incluindo Polir e Sensível
- Segura e suave, para satisfazer as suas necessidades de saúde oral

### Designed around you

- O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare
- Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos
- Estojo de viagem com carregamento por USB e copo de carregamento

### Provides a superior clean

- Cabeça angular para ajudar na limpeza de zonas difíceis
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

# Destques

## Diga adeus à placa bacteriana



As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.

## Dentes até 2x mais brancos




Encaixe a cabeça de escova DiamondClean para remover manchas superficiais de forma suave, mas eficaz. As cerdas densas da zona central de remoção de manchas actuam com eficácia para tornar o seu sorriso 2x mais branco em apenas 7 dias\*.

## Cuide das suas gengivas



Graças à limpeza ideal da sua DiamondClean, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas\*. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual\*, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

## 5 modos de limpeza à escolha



Com DiamondClean, obtém uma limpeza refrescante todos os dias. Os 5 modos satisfazem todas as suas necessidades de escovagem; modo Limpar – para uma limpeza diária excepcional, Cuidado das gengivas – para massajar suavemente as gengivas, Polir – para tornar o seu sorriso radiante, Sensível – para uma limpeza suave e eficaz de gengivas sensíveis, e Branqueamento – o modo ideal para remover as manchas superficiais.

## Design a pensar na arrumação



O seu requintado estojo de viagem USB funciona também como um carregador para nunca ficar sem bateria nas suas viagens. Coloque a escova de dentes no estojo e ligue-o ao seu computador portátil ou a uma tomada elétrica. Inclui ainda um suporte da cabeça de escova para proporcionar ainda mais higiene em viagem. Para o carregamento em casa, o nosso elegante copo de carregamento combina com a sua casa de banho e funciona também como um copo para bochechar depois da escovagem. Basta colocar a escova no copo. Desfrute de duas semanas de utilização regular com um único carregamento completo.

## Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

## QuadPacer e Smartimer



Consiga uma escovagem completa em apenas 2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe saber quando já passou o tempo ideal em cada secção da boca enquanto o nosso SmartTimer lhe indica quando já decorreu o tempo total. Estes dois elementos ajudam-no a atingir o seu tempo de escovagem recomendado sempre que escova os dentes.

## Alcance as zonas difíceis



A forma única da pega da sua escova de dentes DiamondClean, aliada às nossas cabeças de escova, permite uma limpeza completa mesmo em zonas difíceis, como os dentes de trás.

# Especificações

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** Até 3 semanas \*\*

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

## Design e acabamento

**Cor:** Preto

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Visor:** Visor iluminado

**Sistema da cabeça da escova:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Tempo de escovagem:** Até 3 semanas \*\*

## Itens incluídos

**Cabeças de escova:** 2 DiamondClean padrão

**Pega:** 1 DiamondClean

**Estojo de viagem:** Carregador de viagem USB

**Carregador de copo:** 1

## Desempenho de limpeza

**Performance:** Remove até 7 vezes mais placa bacteriana\*

**Velocidade:** Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

**Benefícios para a saúde:** Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas

**Benefícios de branqueamento:** Branqueia os dentes 2x melhor\*

**Temporizador:** Quadpacer e SmarTimer

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Branco:** Elimina manchas da superfície

**Cuidado das gengivas:** Massaja suavemente as gengivas

**Polaco:** Para clarear e polir os seus dentes

**Sensível:** Limpeza suave de dentes e gengivas

