

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

HealthyWhite

3 načini

1 glava ščetke

HX6781/02



## Bolj beli in zdravi zobje

Vsakdo obožuje žareče bel nasmeh. Navdušite z naravno belino svojih zob. HealthyWhite ob redni uporabi načina Clean and White dokazano v samo dveh tednih odstrani vsakodnevne madeže.

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Klinično dokazana varna in nežna uporaba
- Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

### Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje
- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja

### Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe
- Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob

### Omogoča ščetkanje po meri

- Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare
- Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže
- Način Clean: standardni 2-minutni način
- Način Sensitive: nežno čiščenje zob in dlesni

# Značilnosti

## Sonična tehnologija




Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

## Ukrivljen vrat glave ščetke



Z edinstveno glavo ščetke z ukrivljenim vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje dosegljivih predelov.

## Naravna belina zoba



Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.

## Varno in nežno




Philips Sonicare je nežna električna zobna ščetka za čiščenje zobnih aparatov (glave ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo) in zagotavlja varno čiščenje zobnih popravkov (plomb, kron, porcelanastih lusk) in parodontalnih žepov.

## SmarTimer




2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

## Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

## Program za enostaven začetek



Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da se lažje navadite na uporabo električne zobne ščetke Philips Sonicare

## Način Clean and White



2 minuti ščetkanja v načinu Clean in dodatnih 30 sekund v načinu White za čiščenje vidnih sprednjih zob. Odstranjuje vsakodnevne madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.\*

## Način Clean

Za izjemno vsakdanjo čistočo. Pomaga ohranjati učinke beljenja.

## Nežno čiščenje zob in dlesni



Zobna ščetka Philips Sonicare z načinom Sensitive: nežno in temeljito čiščenje za občutljive dlesni



# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

Barva: Snežno bela

## Napajanje

Napetost: 110–220 V

## Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne\*\*

Vrsta baterije: Litij-ionska

## Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova, Gumijasti ročaj za enostavno uporabo

Čas ščetkanja: Do 3 tedne\*\*

## Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Glave ščetke: 1 standardna ProResults

Polnilnik: 1

Ročaji: 1 HealthyWhite

## Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 90 % madežev\*

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli za do 2 odtenka

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

## Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni

Clean and White: 2-minutni Clean in 30-sekundni White

