

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

FlexCare Platinum

3 moduri, 3 intensități

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

Sterilizator UV pentru capul de
periere



HX9172/14



Curățare profundă, delicată

Elimină de 10 ori mai multă placă bacteriană și gingii mai sănătoase*

Cu FlexCare Platinum, chiar și cea mai profundă curățare este suficient de delicată pentru a-ți proteja dinții și gingiile. Grație capului de periere AdaptiveClean și senzorului de presiune intuitiv, obții o îndepărtare maximă a plăcii bacteriene și o experiență delicată, oricum ai peria.

Te ajută să îndeplinești recomandările de periere

- Te avertizează în momentul în care periezi prea intens
- Cronometre pentru a încuraja perierea riguroasă
- Omoară bacteriile cu ajutorul sterilizatorului UV pentru capul de periere

Oferă o experiență de periere personalizată

- Trei setări de intensitate și trei moduri de curățare
- Noul mod Deep Clean: periază fără efort zonele cu probleme

Curățare în profunzime oferită de Philips Sonicare

- Tehnologie adaptivă de curățare, pentru o curățare profundă și totuși delicată
- Urmează forma dinților și gingiilor, pentru o curățare mai profundă
- Acțiune de curățare dinamică pentru o mai bună sănătate orală

Se potrivește stilului tău de viață

- Durată mare de viață a bateriei și toc de transport
- Toc de transport comod și încărcător

Repere

Curățare profundă cu orice stil de periere




Poate fi greu să renunți la vechile obiceiuri, dar nu și când te speli pe dinți cu periuța de ultimă generație FlexCare Platinum. Grație capului de periere inovator AdaptiveClean și senzorului de presiune intuitiv care stau la baza tehnologiei noastre adaptive de curățare, chiar și locurile greu accesibile vor deveni ușor de îngrijit. Peri capului de periere AdaptiveClean se curbează în jurul dinților și gingiilor pentru a oferi o suprafață de contact de până la 4 ori mai mare** și a îndepărta cu până la de 10 ori mai multă placă bacteriană. Dacă perierea este prea intensă, senzorul de presiune determină vibrația delicată a mânerului periuței de dinți, pentru o periere blândă cu gingiile, dar eficiență împotriva plăcii bacteriene.

Cap de periere AdaptiveClean




Capul de periere AdaptiveClean este singurul cap de periuță de dinți electrică care se poate mula pe forma unică a dinților și gingiilor tale. Cu margini moi și flexibile, fabricate din cauciuc, această periuță poate urma fiecare curbă. Oferă o suprafață de contact de până la 4 ori mai mare și îndepărtează cu până la de 10 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor și între dinți. În timp ce urmărește linia gingiilor, periuța absoarbe orice presiune excesivă aplicată la periere, fiind delicată cu gingiile indiferent de stilul tău de periaj.

Senzor de presiune intuitiv



Este posibil să nu observi că perierea este prea intensă, dar periuța ta de dinți FlexCare Platinum va observa. Dacă aplici prea multă presiune, senzorul de presiune intuitiv va determina vibrația delicată a mânerului periuței de dinți, ca să știi exact când să adopți o tehnică mai blândă. În cadrul studiilor, 7 din 10 persoane care își periau dinții agresiv și-au redus cu succes presiunea de periere grație acestui senzor.

Experiență de periere personalizată



Având trei setări de intensitate și trei moduri de curățare, FlexCare Platinum oferă un confort optim, precum și o curățare în profunzime. Dacă trebuie să acorzi mai multă atenție zonelor cu probleme, modul Deep Clean cu durata de 3 minute oferă rezultate excepționale. Folosește modul Clean pentru o curățare ireproșabilă sau modul White pentru îndepărtarea petelor. Setează intensitatea la Scăzută, Medie sau Ridicăta, conform preferințelor tale personale.

Modul Deep Clean



Noul mod Deep Clean oferă o curățare excepțională în locurile greu accesibile. Datorită mișcării unice a capului de periere,

precum și duratei de periere extinse, de 3 minute, acest mod este alegerea ideală atunci când dorești să acorzi mai multă atenție zonelor cu probleme.

Tehnologie Sonică



Cu peste 62.000 de mișcări de periere pe minut, tehnologia de ultimă generație FlexCare Platinum oferă o curățare superioară, pe care o vei vedea și simți. Acțiunea de curățare dinamică a tehnologiei noastre sonice transmite lichidul în profunzime printre dinți și de-a lungul liniei gingiilor. În timp ce masează delicat gingiile, periuța FlexCare Platinum stimulează circulația sângelui și ajută la desprinderea plăcii bacteriene. Obții o curățare puternică, dar totuși delicată, care oferă rezultate demonstrate clinic.

Sterilizator UV



Păstrează capul de periere cu adevărat curat cu ajutorul tehnologiei de sterilizare UV de la Philips. Sterilizatorul UV cu care este prevăzută periuța de dinți sonică FlexCare Platinum este conceput special pentru a omorî germenii de pe capetele de periere. Sterilizatorul distribuie lumina antibacteriană în jurul întregii părți superioare a capului de periere, eliminând până la 99% din bacterii.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Gri cu panou alb lustruit

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Afișaj: Afișaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 3 săptămâni***

Articole incluse

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Mânere: 1 FlexCare Platinum

Capete de periere: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Sterilizator UV: 1

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește

sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*

Senzor de presiune: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Ajută la îndepărtarea naturală a petelor

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

3 intensități: Ridicată, Redusă, Medie

Deep Clean: Pentru o curățare profundă și revigorantă

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

