

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk
tannbørste

EasyClean

Én modus

Ett børstehode

HX6511/04



Bedre fjerning av plakk

Enkelt å gå fra manuell tannbørste

Sonicares unike dynamiske rengjøringsbevegelser kommer til skånsomt og effektivt mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom
- Gjør tennene mer enn dobbelt så hvite sammenlignet med en manuell tannbørste

Guides you to follow dental recommendations

- Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid
- Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Provides a superior clean

- Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene
- Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program, slik at du blir vant til Sonicare

Høydepunkter

Gjør tennene dobbelt så hvite



Denne Sonicare-tannbørsten fra Philips gjør tennene mer enn dobbelt så hvite på bare én uke sammenlignet med en manuell tannbørste. Fjerner opptil 100 % mer flekker for hvitere tenner på bare én uke.

Sikker og skånsom



Philips Sonicare er en skånsom elektrisk tannbørste for tannregulering (børstehodene slites fortere ut når de brukes på regulering), og den er trygg for rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, skallfasetter) og også for tannlommer.

Børstehode med vinklet hals




Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.

Sonisk teknologi



De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Easy-start-program




Øker forsiktig effekten i løpet av de første 14 øktene for at du skal komme gradvis inn i bruken av den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten

SmarTimer



To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer®



30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen



Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 DiamondClean-standard

Lader: 1

Håndtak: 1 EasyClean

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Ytelse: Gjør det enklere å fjerne plakk

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser hvitere

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

