



Philips Sonicare G2
Optimal Gum Care
(predtým ProResults pre
zdravšie ďasná)

4-balenie

Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Párovanie režimov BrushSync

HX9034/10

Mimoriadne jemná k ďasnám, nekompromisná k zubnému povlaku.

Mimoriadne účinné odstraňovanie povlaku pre zdravšie ďasná

Kefkový nástavec Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (predtým ProResults pre zdravšie ďasná) predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí vyžadujú jemné, no zároveň optimálne odstránenie povlaku pri čistení. Krajné vlákna jemne odstraňujú povlak z ďasien.

Innovative technology

- Testovaný výrobok spĺňa všetky nároky ústnej hygieny
- Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Designed to optimize performance

- Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov
- Vždy v obraze o potrebe výmeny, vždy efektívne čistenie.

For exceptional gum care

- Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*

PHILIPS
sonicare

Hlavné prvky

Zlepšuje zdravotný stav ďasien




Husté a vysokokvalitné vlákna poskytujú výnimočne jemné čistenie a slúžia na zlepšenie zdravia ďasien odstraňovaním povlaku pozdĺž línie ďasien, ktoré je až o 100 % účinnejšie než pri čistení manuálnou zubnou kefkou. Vďaka špeciálne zakrivenému mechanickému končeku je dosiahnutie zubov v zadnej časti ústnej dutiny hračkou.

Párovanie režimov BrushSync™



Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefy Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočnú starostlivosť o ďasná. Stačí len začať čistiť.

Výmeny kefkového nástavca



Účinnosť kefkových nástavcov klesá po 3 mesiacoch používania, technológia BrushSync™ vás však upozorní skôr, než k tomu dôjde. Vaša inteligentná zubná kefka sleduje, ako často a s akou intenzitou si čistíte zuby, a upozorní vás, keď bude potrebné nástavec vymeniť. Nemáte inteligentnú zubnú kefku

Philips Sonicare? Stačí sledovať modré vlákna, a keď sa ich farba zmení na bielu, viete, že je čas na výmenu za nový kefkový nástavec.

Jediná spoľahlivá sonická technológia




Pokročilá sonická technológia zubných kefiel radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrá povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Jednoduchý nasadzovací systém



Kefkový nástavec Optimal Gum Care možno bez problémov nasadiť na telá všetkých zubných kefiel Philips Sonicare s výnimkou modelov Philips One a Essence. Jednoduché nasadenie a zloženie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Bezstarostné čistenie



Všetky kefkové nástavce Philips Sonicare sú bezpečné a šetrné k zubom aj k ďasnám. Počas testov naše kefkové nástavce podstupujú náročné skúšky, aby sme mali istotu, že vám pri každom čistení ponúknu výnimočný výkon a trvácnosť.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela

Dizajn a povrchová úprava

- Mäkkosť vlákien: Stredná
- Vlákna s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré vyblednú
- Veľkosť: Štandardné

Kompatibilita

- Systém kefkového nástavca: Nasadzovací systém
- Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie ďasná, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
- Párovanie režimov BrushSync

Pribalené príslušenstvo

- Kefkové nástavce: 4 kefkové nástavce G2 Optimal Gum Care

Kvalita a výkon

- Náhradné: Každé 3 mesiace
- Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie

- Zdravie ďasien: Pomáha zlepšiť zdravotný stav ďasien
- Odstraňovanie povlaku: Odstráni až 7 x viac povlaku*



Dátum vydania
2022-06-06

Verzia: 2.0.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

** Párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiel s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™