



Philips Lumea
IPL-
Haarentfernungssystem

Für Männer

TT3003/11

Verhindert das Nachwachsen von Haaren

Genießen Sie jeden Tag seidig glatte Haut

Mit sanften Lichtimpulsen regt das Philips Lumea Plus IPL Haarentfernungssystem TT3003 das Haar an, in die Ruhephase überzugehen. Die Haare fallen aus, und das Nachwachsen neuer Haare wird verhindert. Schon durch eine Anwendung alle zwei Wochen können Sie jeden Tag seidig glatte Haut genießen.

Hemmt das Nachwachsen von Härchen

- Hemmt das Nachwachsen von Körperhaaren

Intense Pulsed Light-Technologie (IPL)

- Für den Heimgebrauch geeignet

Anwendungsbereiche

- Für den sicheren Gebrauch am ganzen Körper

Geeignete Haar- und Hauttypen

- NICHT geeignet für rote, graue oder hellblonde Härchen sowie Hauttyp VI

Lange Lebensdauer der Lampe

- Lampe mit einer langen Lebensdauer von 250.000 Lichtimpulsen

PHILIPS

Daten

Eigenschaften

- 5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar
- Integrierter UV-Filter: Schützt Ihre Haut vor UV-Licht
- Bereitschaftsanzeige: Zeigt die korrekte Anwendung auf der Haut an
- 4 cm² Anwendungsfenster: Für eine effektive Behandlung von größeren Bereichen

Zubehör

- Aufbewahrungstasche: im Lieferumfang enthalten
- Reinigungstuch: im Lieferumfang enthalten
- AC/DC Netz-/Ladegerät: im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Stromspannung: 100-240 V
- Leistung: 7,5 W
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Lichtintensität: 2 bis 6,5 J/cm² (je nach gewählter Einstellung)
- High Performance-Lampe: Bietet > 250.000 Lichtimpulse
- Lichtspektrum: > 570 nm

Leistung

- Ladezeit: 60 Minuten
- Stromspannung: 100-240 V

- Leistungssystem: wiederaufladbarer Akku
- Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Artikel enthalten

- Gebrauchsanweisungen: Vollständige Bedienungsanleitung, Schnellstartanleitung

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Logistische Daten

- Ursprungsland: Ungarn

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

- System mit Sicherheitsring: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Außenkarton

- Height: 20.6
- Width: 14.8
- Length: 55.5
- Net Weight: 2.124
- Gross Weight: 3.308
- GTIN: 18710103616037

Sonstiges

- Height: 99.6
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103719252

Besonderheiten

IPL-Technologie

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "Intense Pulsed Light" (IPL), die in professionellen Schönheitssalons zur dauerhaften Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie jederzeit und überall zu Hause nutzen.

Geeignete Haar- und Hauttypen

Philips Lumea funktioniert effektiv bei (natürlich) dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar. Philips Lumea funktioniert nicht bei (natürlich) roten, grauen und hellblonden Haaren. Philips Lumea ist NICHT für sehr dunkle Haut (Hauttyp VI) geeignet.

Körperbereiche für die Anwendung



Philips IPL for Men wurde mit führenden Dermatologen für die sichere, effiziente und sanfte Anwendung an den Armen, unter den Achseln, an den Schultern, am Bauch, im Schambereich (mit Ausnahme des Hodensacks), an den Beinen, an der Brust und am Rücken entwickelt.

Hemmt das Nachwachsen von Körperhaaren

Philips Lumea for Men wendet Lichtimpulse auf die Haarwurzel an, wodurch das Haar ausfällt und ein Nachwachsen gehemmt wird. Eine zweiwöchige Wiederholung der Behandlung für Achselhöhlen, Schambereich, Brust, Bauch, Beine und Rücken hält Ihre Haut dauerhaft glatt. Die Wirkung ist am effektivsten, wenn Sie die Behandlungszonen mit dem mitgelieferten Bodygroom vorher rasieren, sofern noch Haare nachwachsen.

Lampe muss nicht ausgetauscht werden



Philips Lumea ist mit einer Lampe ausgestattet, die eine lange Lebensdauer von 250.000 Lichtimpulsen hat.



Ausstellungsdatum
2023-02-01

Version: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com