




Philips Sonicare  
DiamondClean  
充电式声波震动牙刷

### 5 种模式

2 支牙刷头  
玻璃杯充电器、旅行收藏盒  
USB 旅行充电器



HX9372/04

只需一周，清除表面牙齿色渍，展现亮丽洁白的牙齿

## 飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

Sonicare 的美白效能在我们的飞利浦 Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

### Proven to improve oral health

- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑\*
- 短短两周内改善牙龈健康\*
- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

### Designed around you

- Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
- USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

### Provides a superior clean

- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

**PHILIPS**  
**sonicare**


## 产品亮点

### 告别牙菌斑



密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

### 令牙齿 2 倍更洁白



卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

### 呵护牙龈



DiamondClean 可提供出色的清洁效果, 使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善\*。与手动牙刷相比\*, 沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑, 带来更健康的微笑。

### 设计时考虑了存放问题




您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一, 使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外, 包括一个牙刷头支架, 可在旅行时保持更卫生。在家中充电时, 我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室, 与充电杯合二为一, 在刷牙后可冲洗。充满电一次, 可在正常情况下使用两周。

### 飞利浦 Sonicare 技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流, 其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂, 并将其清除, 从而实现出色的日常清洁效果。

### Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



全面刷牙只需 2 分钟, 我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后, Smartimer 将发出信


号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

### 触及难以到达的区域




DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合, 可彻底清洁难以触及的部位, 如后牙。

### 轻松进入新刷牙例程



开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项, 在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

### 放心刷牙



无论您有什么特殊需求, 使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙, 且可用于牙龈病的日常护理。

## 充电式声波震动牙刷

5 种模式 2 支牙刷头, 玻璃杯充电器、旅行收纳盒, USB 旅行充电器

HX9372/04

# 规格

### 功率

- 电压: 110-220 伏

### 技术规格

- 操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周 \*\*
- 电池: 充电式设计
- 电池类型: 锂离子

### 设计和外观

- 颜色: 魅惑紫

### 服务

- 保修: 2 年全球保修

### 操作简易

- 牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
- 电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
- 把手: 设计纤巧, 符合人体工学
- 显示屏: 液晶显示屏
- 刷牙时间: 长达 3 周 \*\*

### 包含

- 把手: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
- 刷头: 2 个 DiamondClean 钻石亮白型标准牙刷头
- 杯式充电器: 1
- 出行收纳包: USB 旅行充电器

### 清洁效能

- 健康益处: 短短两周内提升牙龈健康
- 性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑 \*
- 速度: 高达 62000 次电刷运动 / 分钟
- 提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果 \*

### 模式

- 清洁: 实现卓越的每日清洁
- 护龈: 轻柔按摩牙龈
- 白: 清除表面牙齿色斑
- 波兰语: 让您的牙齿亮丽洁白
- 敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈



发行日期 2025-05-06

版本: 2.0.3

EAN: 87 10103 76042 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 基于每天刷牙两次, 每次两分钟, 在清洁模式下