

Philips Sonicare 2100  
Series  
充电式声波震动牙刷

2 种模式  
1 个牙刷头

HX2421/05



## 专为带来更好的清洁效果而设计

与手动牙刷相比 \*

只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果

### Provides a superior clean

- 专为带来比手动牙刷更好的清洁效果而设计 \*

### Optimize your brushing

- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 弯曲式刷头颈，更有效地清洁后牙

### Extra gentleness

- 设计用于去除牙菌斑，而且能轻柔呵护牙龈
- 敏感模式，以更轻柔的方式清洁牙齿和牙龈

**PHILIPS**  
**sonicare**

充电式声波震动牙刷  
2 种模式 1 个牙刷头

## 产品亮点

### 有助于减少牙菌斑



更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少牙菌斑。

### 飞利浦的声波技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

### 更有效地清洁后牙



这款牙菌斑牙刷具有一个细长的弯曲式刷头颈，可以更有效地清洁后牙和难以触及的区域。

### 清洁和敏感模式



清洁模式提供出色日常清洁，而敏感模式则用于轻柔清洁牙齿和牙龈。

### 更好的设计助您优化牙齿清洁



弧形刷毛贴合您的牙齿形状，让您可以轻松、轻柔地清洁难以触及的区域。

HX2421/05

## 规格

### 功率

- 电压：110-220 伏，5 伏直流

### 技术规格

- 操作时间（电量从满到空）：长达 2 周
- 电池：充电式设计
- 电池类型：锂离子

### 设计和外观

- 颜色：黑色

### 服务

- 保修：2 年全球保修

### 操作简易

- 牙刷头系统：便捷的卡入式刷头
- 把手：设计纤巧，符合人体工学
- 电量不足指示：指示灯显示电池状态
- 刷牙时间：长达 2 周

### 包含

- 把手：1 2100 系列牙刷柄
- 刷头：1 温和的清洁标准
- 充电器：1

### 清洁效能

- 健康益处：有助于减少蛀牙
- 速度：高达 30,000 次刷头移动 / 分钟

### 模式

- 清洁：实现卓越的每日清洁
- 敏感：温和地清洁牙齿和牙龈



发行日期 2025-05-06

版本：1.0.1

EAN: 69 23410 70154 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑