

PHILIPS

AVENT

新安怡 舒适的单边电
动吸乳器/吸奶器

自然原生系列

包括 4 安士奶瓶



SCF332/01



舒适，多乳汁

带按摩垫的吸乳器

感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了目前舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。

坐姿更舒适，无需向前倾斜

- 出众的设计，更舒适的吸乳姿势

轻柔刺激乳汁，使其分泌流出

- 柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

Other benefits

- 易于辨别各个部件，组装更为直观
- 小巧轻便的设计
- 兼容其他飞利浦新安怡喂哺产品
- 简单的部件，令清洗更容易
- 轻触按钮即可轻松操作

选择令您舒适的设置

- 具有轻柔刺激模式和 3 种吸乳设置

产品亮点

更舒适的吸乳姿势



吸乳器采用出众的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁更自然地流出。

简单的设置可供选择

打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

柔软舒适的按摩垫



我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

小巧身形

吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放更方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。

易清洗

简单的部件，令清洗更容易。母乳绝不会接触软管和底座。除电子部件之外，所有部件都可用洗碗机清洗。

便捷操作

单边电动吸乳器非常适合经常吸乳并注重轻松吸乳体验的妈妈们，轻触按钮即可轻松操作。

组装更为直观

易于辨别的部件使组装更为直观

完全兼容的系列

该吸乳器可与飞利浦新安怡系列产品中的其他喂哺产品一起使用，包括我们的经典系列奶瓶和母乳储存杯。飞利浦新安怡还提供一系列母乳护理配件，以延长您的母乳喂养时间，并提升舒适度。

规格

吸乳器

材料: 不含双酚 A*

设计

吸乳器设计: 小巧身形

奶瓶设计: 人体工程学形状, 宽口径

原产地

英国

材料

吸乳器: 聚丙烯, 不含双酚 A*

奶瓶: 聚丙烯, 不含双酚 A*

奶嘴: 硅橡胶, 不含双酚 A*

包装内物品

乳垫样品包: 2 (2 片日用乳垫和 2 片夜用乳垫) 件

柔软新生儿奶嘴: 1 件

母乳储存密封垫: 1 件

自然原生系列奶瓶 4 安士: 1 件

标准护垫: 1 件

吸乳器主体: 1 件

底座包含软管: 1 件

备用隔膜: 1 件

操作简易

吸乳器使用: 组装更为直观, 易清洗, 完全兼容的系列

功能

无需向前倾斜: 坐姿舒适

柔软舒适的按摩垫: 轻柔刺激

设置: 3 种吸乳设置, 1 种刺激模式

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

