

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

2 Series

1 种模式

1 个牙刷头



HX6231/08



清除多达 6 倍的牙菌斑*

可高效去除牙缝处的牙菌斑，提供出色的清洁效果，以改善您的牙龈健康。

Guides you to follow dentist recommendations

- Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

Improves gum health better vs. a manual toothbrush

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

Offers a customized brushing experience

- Easy start 刷牙动力增强程序帮助您适应从手动牙刷到声波震动牙刷的过程

Provides a superior clean you can see and feel


- 弯曲式刷头颈，更有效地清洁后牙
- 比手动牙刷更有效地清洁难以触及的区域

Recommended by dental professionals world wide

- 安全适用于接受牙齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者


产品亮点

更有效地清洁后牙



这款牙菌斑牙刷具有一个细长的弯曲式刷头颈，可以更加有效地清洁后牙和难以触及的区域。

更有效地清洁难以触及的区域




这款牙刷具有纤巧弯曲式刷颈及易于抓握的刷柄，比手动牙刷更有效地清洁难以触及的区域

声波技术




我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果

Easystart 刷牙动力增强功能



Easystart 刷牙动力增强功能可在最初 14 次使用时调节牙刷的动力级别，帮助您习惯使用 Sonicare，从手动牙刷轻松过渡至声波震动牙刷

Quadpacer 30 秒时段计时器



采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的彻底清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。

安全且柔和



飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受牙齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

Smartimer 两分钟智能计时器



这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间

规格

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 镍氢电池

设计和外观

颜色: 黑色

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

把手: 设计纤巧，符合人体工学

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

刷牙时间: 长达 2 周

包含

刷头: 1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头

充电器: 1

牙刷柄: 1 2 系列牙龈健康

清洁效能

性能: 清除多达 6 倍的牙菌斑*

速度: 高达 31000 次电刷运动/分钟

健康益处: 提升牙龈健康

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

