

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

FlexCare

3 种模式

2 支牙刷头

紫外线刷头灭菌装置

HX6932/10



先进的清洁功能

温和清洁牙齿和牙龈的牙刷

创新技术带来更优异的效果。现在，我们有一种改善口腔健康的可靠方法。全新飞利浦 Sonicare FlexCare 声波震动牙刷能够适应您特定的口腔护理需求。

Proven to improve oral health

- 短短两周内提升牙龈健康
- 飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白
- 敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈

Guides you to follow dental recommendations

- 两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

Provides a superior clean

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
- 比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

Offers a customized brushing experience

- Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验
- 3 种不同的模式，让您享受更好的清洁体验

产品亮点

声波技术



飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动活力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

提升牙龈健康




这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。

Smartimer 两分钟智能计时器




飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

Quadpacer 30 秒时段计时器



30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

Easy-start 刷牙动力增强程序



刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷

3 种不同的清洁模式



3 种模式包括：2 分钟有效清洁牙齿的清洁模式、柔和而彻底地清洁牙龈的敏感模式和按摩牙龈的按摩模式。

帮助洁白牙齿




这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。

清除多达 2 倍的牙菌斑



专利声波技术比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑。

温和地清洁牙齿和牙龈



飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和而彻底地清洁敏感的牙龈



规格

设计和外观

颜色: 白色和绿色

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 锂离子

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学, 橡胶手柄, 易于把握

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

刷牙时间: 长达 2 周

包含

刷头: 1 个 ProResults 标准牙刷头, 1 个

ProResults 迷你型牙刷头

旅行收藏盒: 1 个软质收藏盒

充电器: 1

牙刷柄: 1 个 FlexCare

紫外线消毒器

清洁效能

性能: 清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

健康益处: 帮助改善牙龈健康

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

美白益处: 令牙齿加倍亮白

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

按摩: 舒爽按摩

敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈

2 种程序: Go Care 和 Max Care

