

# PHILIPS

## sonicare

2 系列牙菌斑防御型  
电动牙刷

1 种模式

4 支牙刷头

HX6235/36



## 清除多达 6 倍的牙菌斑\*

\*与手动牙刷相比

只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果

### Guides you to follow dentist recommendations

- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙
- Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间

### Offers a customized brushing experience

- Easy start 刷牙动力增强程序帮助您适应从手动牙刷到声波震动牙刷的过程

### Provides a superior clean you can see and feel

- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- 弯曲式刷头颈，更有效地清洁后牙
- 比手动牙刷更有效地清洁难以触及的区域
- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

### Recommended by dental professionals world wide

- 更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙
- 安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者

## 产品亮点

### 有助于减少蛀牙



更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙

### 清除多达 7 倍的牙菌斑



比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑，实现高效清洁

### 声波技术



我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果

### 安全且柔和




飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受正畸矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

### 更有效地清洁后牙




这款牙菌斑牙刷具有一个细长的弯曲式刷头颈，可以更有效地清洁后牙和难以触及的区域。

### 更有效地清洁难以触及的区域



这款牙刷具有纤巧弯曲式刷颈及易于抓握的刷柄，比手动牙刷更有效地清洁难以触及的区域

### Easystart 刷牙动力增强功能



Easystart 刷牙动力增强功能可在最初 14 次使用时调节牙刷的动力级别，帮助您习惯使用 Sonicare，从手动牙刷轻松过渡至声波震动牙刷

### Smartimer 两分钟智能计时器



这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间

### Quadpacer 30 秒时段计时器



采用 Quadpacer 30 秒时段设计计时器，有助于促进整个口腔的彻底清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。

# 规格

## 功率

电压: 110-220 伏

## 技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 镍氢电池

## 设计和外观

颜色: 浅绿底白, 极致粉底白

## 服务

保修: 2 年全球保修

## 操作简易

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

刷牙时间: 长达 2 周

## 包含

刷头: 4 支 ProResults 牙菌斑防御

充电器: 1

牙刷柄: 2 支 2 系列牙菌斑防御型

## 清洁效能

性能: 清除多达 6 倍的牙菌斑\*

速度: 高达 31000 次电刷运动/分钟

健康益处: 有助于减少蛀牙

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

## 模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

