

PHILIPS

sonicare

声波电动牙刷 - 独家
销售

FlexCare Platinum

3 种模式、3 种强度

2 支牙刷头

具有压力传感器

紫外线刷头灭菌装置

HX9172/38



他们的技术可能有所不同，但结果相同 我们首款采用自适应清洁技术的牙刷

我们的自适应清洁技术具有两个核心组件，即创新型 AdaptiveClean 刷头和直觉压力传感器。两种功能均可帮助患者更智能而非更用力地刷牙。

Proven to improve oral health

- Quadpacer 30 秒时段计时器
- Smartimer 两分钟智能计时器
- 紫外线消毒器

Designed around you

- InterCare 齿间呵护刷头

Guides you to follow dental recommendations

- 压力感应器

Provides a superior clean


- AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头
- 可定制刷牙体验
- Sonicare 专利牙刷技术

Offers a customized brushing experience

- 全新的深层清洁：轻松对抗问题部位


产品亮点

AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头



牙刷侧面由橡胶制成，柔软有弹性，能够适应患者牙齿和牙龈的独特形状，从而带来多达 4 倍以上的接触面贴合度*。刷头的柔韧性帮助刷毛沿着牙龈线轻轻移动并减少过重的刷牙压力。清洁范围扩大，能带来优秀的口腔体验，而且对牙龈线和难以触及的区域也体现了很好的清洁效果*。事实证明，在难以触及的区域，使用电动牙刷比手动牙刷可以多清除掉 10 倍的牙菌斑*。

压力感应器




如果用力过大，手柄会微微震动，以提醒患者刷牙力度太大就无法施以合适的技术指导。在一项针对美国患者的研究中，在使用压力传感器时，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减轻了刷牙压力。

深层清洁模式



我们全新的深层清洁模式可对难以触及的部位提供非凡的清洁效果。牙刷头在这种模式下的出众运动和三分钟加长刷牙时间，使其成为您要特别注意问题部位的理想之选。

定制刷牙体验



三种强度设置和三种清洁模式，能提供舒适的刷牙体验和优秀的性能，从而带来更具个性化的刷牙体验，提高了患者配合度。三分钟深度清洁模式可在难以触及的地方呈现优秀的清洁效果。该模式是需要呵护问题部位患者的理想模式。

InterCare 齿间呵护刷头



超长高密度刷毛可深入齿间，帮助去除更多邻近牙菌斑。此款牙刷是牙龈出血或牙龈发炎严重患者的理想之选。

紫外线消毒器




可杀灭多达 99% 的细菌和病毒*。可作为配件在其中一个独家销售 SKU 中提供。

Smartimer 两分钟智能计时器



2 分钟定时，符合牙科专家建议的刷牙时间。

Quadpacer 30 秒时段计时器



30 秒时段计时器可促进彻底清洁口腔内的每个区域。

声波技术



驱动水流在齿间和牙龈线边缘流动，以实现强劲而温和的清洁。

规格

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周**

电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 铂灰色

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

显示屏: 液晶显示屏

刷牙时间: 长达 3 周***

包含

旅行收藏盒: 1

刷头: 2 支 ProResults 标准牙刷头

充电器: 1

牙刷柄: 1 个致臻护齿 (极致型) 声波震动牙刷手柄

紫外线消毒器: 1

清洁效能

性能: 去除多达 10 倍的牙菌斑 *

健康益处: 短短两周内提升牙龈健康

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

智能力度感应: 可提示用户的振动手柄

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

美白益处: 有助于自然去除牙齿色斑

模式

3 种强度: 高, 低, 中等

清洁: 实现卓越的每日清洁

深层清洁: 实现清爽的深层清洁

亮白: 清除表面牙齿色斑

