

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
hambavahepuhastaja

HealthyWhite+[®]iga
1 otsaku ja 1 harjapeaga



HX8492/46

Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Pro/Ultrat saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Improves oral health

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Aitab vältida hambauke hambavahedes

Provides a superior clean

- Valige 2 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

Superior technology

- Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Suure jõudlusega otsak
- Kolmekordse purske kohandatavad sätted


The easiest way to effectively clean between teeth

- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!
- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks

PHILIPS
sonicare

Esiletõstetud tooted

Kolm režiimi, kolm intensiivsuse seadistust



HealthyWhite+ võimaldab harjata just nii, nagu teile sobib. Muutke harjamine kolme intensiivsuse seadistuse ja kahe režiimiga tõhusamaks, et see vastaks teie valgendus- ja puhastusvajadustele. Valige režiim Clean tõhusaks katueemalduseks kahe minutiga ja režiim White hammaste kõigest kahe nädalaga kuni kahe tooni võrra valgemaks muutmiseks.

Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.**

Veepiisakeste tehnoloogia



Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Lihtne viis tervisliku harjumuse alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss Pro/Ultra on lihtne viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Puhastab vaid 60 sekundiga



AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused

automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

Aitab vältida hambauke




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoo abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak



Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Kolmekordse purske kohandamine



AirFloss Pro/Ultra võimsat pihustit saab kohandada teie soovide järgi kas ühe-, kahe- või kolmekordsele impulsile igal aktiveerimisnupu vajutamisel.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värv: Valge

Võimsus

- Pinge: 110-220 V, Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni 3 nädalat**
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonoomiline disain
- Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset, Märgutuli aku laetuse kohta
- Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
- Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: 1-3 nädalat****

Kaasasolevad tarvikud

- Laadija: 1

- Harjapead: 1 DiamondCleani tavaline
- Käepide: 1 HealthyWhite+
- AirFloss Pro/Ultra käepide: 1
- AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist kahe nädalaga*, Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**
- Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis
- Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, katu vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks
- Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulss***
- Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel
- Taimer: Quadpacer ja SmarTimer
- Valgemad hambad: Valgemad hambad kahe nädalaga kuni kahe tooni võrra

Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tippasemel puhastamiseks
- Kolm intensiivsust: Kõrge, Madal, Keskmine
- Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt



Väljalaske kuupäev
2023-01-14

Versioon: 2.0.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* või saate raha tagasi.

** Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda

** Kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega: AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiata vahekaardi Tugi jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

*** AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib riigist ja kanalist olenevalt kanda erinevat nime.

**** Valitud tuboseadistusest lähtuvalt