



Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Inclusief HealthyWhite
Opladbaar

HX8117/33

Philips AirFloss + HealthyWhite

Sonicare verbetert de mondhygiëne

Sonicare AirFloss: helpt u bij de grondige reiniging van uw gebit en bespaart u de moeite van het flossen. HealthyWhite: helpt bij de verwijdering van alledaagse vlekken in slechts 2 weken bij regelmatig gebruik van de Clean&White-modus.

Achieve a 30-second clean

- Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot 99,9% tandplak

Eenvoudig: richten en activeren

- Eenvoudig vulbaar reservoir
- Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Inclusief oplaadbare HealthyWhite-tandenborstel

- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Eenvoudig vulbaar reservoir




Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Microburst-technologie



De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss gebruikt lucht en microdruppels van water of mondwater om tot 99% van het tandplak tussen de tanden te verwijderen*

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken




Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Kleine, gebogen spuitkop



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Natuurlijk wittere tanden



Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Opladbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 2 weken of 14 keer een volledig gebruik
- Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Oplaadtijd: 24 hr

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Meegeleverde artikelen

- Reisoplader: 1
- HealthyWhite-handgreep: 1
- ProResults-opzetborstel: 1 pcs

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen
- Handvat: Slank, ergonomisch design

Meegeleverde artikelen

- AirFloss-handvat: 1
- AirFloss-spuitkop: 1



Publicatiedatum
2022-09-12

Versie: 2.0.1

EAN: 08 71010 36070 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergelijken met een gewone tandenborstel