

PHILIPS

sonicare

Compacte sonische
opzetborstels

ProResults

4 stuks

Compact formaat

Opklikbaar

Complete reiniging

HX6024/05



Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit. Superieure prestaties voor een superieure prijs

Als een van dé opzetborstels uit ons assortiment is de Philips Sonicare ProResults perfect voor nieuwe en bestaande Sonicare-gebruikers die gewoon de authentieke Sonicare-reinigingservaring willen voor een ongelofelijke prijs.

Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

Proven to improve oral health

- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Ontworpen voor optimale prestaties

- Optimale Philips Sonicare-prestaties
- Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Kenmerken

Optimale prestaties



Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel en sluit op natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn beter bereikbaar.

Maximale sonische beweging



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijkse reiniging.

Systeem met opklikbare opzetborstel



U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en


schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels behalve PowerUp Battery en Essence.

Betere mondverzorging



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.

Memo-borstelharen



In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze blauwe memo-borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel om de drie maanden voor optimale resultaten.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Hardheid borstelharen: Medium

Memo-borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Compact

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 3-Serie Gum Health,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 4 ProResults-compactborstel

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Helpt tandplak te verwijderen

