



Philips Sonicare  
HealthyWhite  
Sonische, elektrische  
tandenborstel

2 poetsstanden  
1 opzetborstel

HX6711/50

# Wittere en gezondere tanden

## De ultieme tandenborstel voor wittere tanden

Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Sonicare HealthyWhite elektrische tandenborstel bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

### Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

### Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

### Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen
- Clean-poetsstand: standaard poetsstand van 2 minuten

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Kenmerken

### Sonische technologie




De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

### Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

### Natuurlijk wittere tanden



Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

### Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

### SmarTimer




De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

### Quadpacer



De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

### Easy-start-programma



Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel

### met Clean en White-poetsstand



Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.\*

### Clean-poetsstand

Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.



# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Gletsjergroen

## Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

## Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Met een volledig opgeladen batterij kunt u 20 keer 2 minuten poetsen

## Kenmerken

- ProResults-opzetborstel
- Smartimer: De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer: Stimuleert het poetsen van elk kwadrant van uw gebit

## Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Brandend lampje knippert wanneer de batterij moet worden opgeladen
- Handvat: Gestroomlijnd, ergonomisch ontwerp en rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik.
- Systeem voor opzetborstel: Opzetborstel die

eenvoudig is te bevestigen voor een optimale hygiëne

- Poetstijd: 42 keer 2 minuten poetsen OF 3 weken

## Meegeleverde artikelen

- Docking station: 1 oplader voor verschillende voltages
- Opladerkap: 1 opladerkap met opzetborstelhouder
- Reisoplader: Compacte reisoplader voor verschillende voltages
- Oplaadstation met opbergmogelijkheid voor opzetborstels: 1 pcs

## Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Opzetborstels: 1 standaard ProResults-opzetborstel voor een complete reiniging
- Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees
- Prestaties: Verwijdert meer tandplak dan de Sonicare Essence/Sonicare CleanCare
- Timer: Quadpacer en SmarTimer
- Wittere tanden: Uw tanden worden tot twee tinten witter in twee weken
- Poetsstanden: 2 poetsstanden: Clean, en Clean en White



Publicatiedatum  
2022-07-02

Versie: 3.0.2

EAN: 08 71010 35423 08

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)