



Philips Sonicare EasyClean
Escova de dentes elétrica

1 modo de escovação
1 refil de escova

HX6581/21

Há mais de 25 anos criando inovações para a saúde bucal

Para uma sensação de limpeza como você nunca sentiu antes

A Philips Sonicare EasyClean remove até 7x mais placas do que uma escova manual e melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas. Com as cerdas dedicadas à saúde das gengivas, ela oferece uma solução de alto desempenho para prevenir e reduzir os sinais precoces da gengivite. Para uma sensação de limpeza como você nunca sentiu antes.

Resultados sup. p/ o cuidado bucal

- Ajuda a melhorar a saúde da gengiva

Tecnologia inovadora

- Melhora a saúde da gengiva em apenas 2 semanas

Projetado para o seu paciente

- O timer ajuda a concluir dois minutos de escovação
- Funciona com qualquer escova de dentes de encaixe Philips Sonicare

PHILIPS
sonicare

Escova de dentes elétrica
1 modo de escovação 1 refil de escova

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Verde Glacial

Lig/Desl

- Voltagem: Bivolt - 110 a 220 V

Especificações técnicas

- Tempo de operação (duração da bateria): Até 2 semanas
- Bateria: Recarregável
- Tipo da bateria: Ion de lítio

Serviço

- Garantia: Garantia de 2 anos

Fácil de usar

- Indicador de carga da bateria: A luz indica o status da bateria
- Alça: Design compacto e ergonômico
- Sistema de cabeça de escovação: Cabeças da

- escova fáceis de encaixar
- Tempo de escovação: Até 2 semanas

Itens inclusos

- Alça: 1 EasyClean
- Carregador: 1
- Cabeças da escova: 1 InterCare padrão

Alto desempenho de limpeza

- Benefícios à saúde: Melhore a integridade da gengiva em 2 semanas*
- Veloc.: Até 62.000 movimentos de escovação por minuto
- Desempenho: Remove até 6x mais placa*
- Timer: QuadPacer e Smartimer
- Benefícios do branqueamento: Ajuda a manter os dentes brancos

Modos

- Limpeza: Para uma limpeza diária excepcional

HX6581/21

Destaques

Ajuda a melhorar a saúde da gengiva



Ajuda a melhorar a saúde da gengiva com uma limpeza suave

Cerdas extralongas



A cabeça de escovação InterCare tem cerdas mais densas, extralongas e de alta qualidade para atingir placas bacterianas escondidas. É clinicamente comprovado que ela reduz o sangramento das gengivas e a inflamação em apenas duas semanas.

Design de encaixe



A cabeça da escova de dentes se encaixa e desencaixa do cabo para proporcionar um encaixe seguro e manutenção e limpeza fáceis. Ela é compatível com todos os cabos das escovas de dentes Philips Sonicare, exceto: PowerUp Battery e Essence.

QuadPacer e Smartimer



Os pacientes demoram dois minutos para escovar bem os dentes. A nossa QuadPacer avisa a eles o tempo ideal de escovação em cada parte da boca. Já a nossa Smartimer informa quando o tempo total acabou. Juntas, elas ajudarão você a usar todo o tempo de escovação recomendado sempre.



Data de emissão
2022-06-09

Versão: 1.0.1

EAN: 08 71010 38231 86

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* **com base em 2 escovações de 2 minutos por dia