

Philips Philips Avent
Membrana laktatora
ręcznego

Biały
Laktatory

CP1970/01



Tworzy podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Membrana wytwarza podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu z piersi. Do stosowania z laktatorami ręcznymi.

PHILIPS

Dane techniczne

Części zamienne

• Pasuje do produktów: SCF430/01 SCF430/03

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com