

PHILIPS

sonicare

Twee sonische, elektrische tandenborstels

FlexCare+

5 poetsstanden

3 opzetborstels

UV-opzetborstelreiniger

HX6972/34



Complete tandvleesverzorging

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een optimale verzorging van uw tandvlees. Gezonder tandvlees na slechts 2 weken.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie
- Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
- UV-opzetborstelreiniger: voor een hygiënisch schone opzetborstel

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Vijf verschillende poetsstanden voor een schoner gebit

Kenmerken

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

UV-opzetborstelreiniger

Alles-in-één-oplossing voor reinigen, opladen en opbergen. De UV-opzetborstelreiniger helpt de ziektekiemen op de opzetborstel te verwijderen. Het UV-licht doodt tot 99% van de bacteriën.*

Natuurlijk wittere tanden




Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees




Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

SmarTimer




De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Quadpacer



De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

Easy-start-programma



Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel

Vijf verschillende poetsstanden



De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.



Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit met hemelsblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design,

Rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik

Display: Verlicht display

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

Reisetui: 2

Docking station: 1

Handvatten: 2 FlexCare+

Opzetborstels: 2 ProResults-standaardborstels, 1 ProResults-compactborstel

UV-reiniger

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw

tandvlees

Prestaties: Verwijdert tot 83% tandplak op moeilijk bereikbare gebieden

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Massage: Verkwikkende massage

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

Refresh: Poetsstand van 1 min. voor snel bijpoetsen

