

# PHILIPS

## sonicare



Power Toothbrush  
Special Edition

DiamondClean 9000  
Series

Tilkoblet app sporer fremgang

Innebygd trykksensor

Anerkjent smart børstehode

Fire moduser og tre  
intensitetsnivåer



HX9911/88

## Et uanstrengt hvitt smil

Hvitere tenner på bare tre dager\*

Få en stilfull start på dagen med avansert teknologi fra Sonicare for hvitere tenner og god munnhelse. Den er skånsom mot tannkjøttet og har en tilhørende app for veiledning og sporing. Velg mellom fire moduser og tre intensiteter for en tilpasset børsteopplevelse.

### Tilpasser seg etter dine behov

- Trykksensoren sier fra når du trykker for hardt
- BrushSync velger automatisk den beste modusen for deg

### Tilpasser seg etter dine behov

- 4 moduser og 3 intensitetsnivåer for en personlig børsteopplevelse

### Følg rutinen din med en personlig fremdriftsrapport

- Sonicare-app for opplæring og fremdriftsrapporter

### Stilfull, brukervennlig design

- Stilfull design for en premium børsteopplevelse

### Hvitere tenner og forbedret munnhelse

- Fjern flekker på overflaten for hvitere tenner på bare 3 dager\*
- Effektiv mot plakk, skånsom mot tannkjøttet
- Avansert Sonicare-teknologi for kraftig, og likevel skånsom rengjøring

# DiamondClean 9000 Series

Power Toothbrush Special Edition

## Høydepunkter

### Hvitere tenner på bare tre dager\*



Gjør smilet mer skinnende med avansert Sonicare-teknologi. Poleringsbust fjerner opptil 100 % flere flekker enn en manuell tannbørste for synlig hvitere tenner på bare 3 dager\*.

### Skånsom mot tannkjøttet



C3 Premium Plaque Control-børstehodet er utformet for å gi deg den grundigste tannpussen hittil. Myke fleksible sider og børstehår som bøyer seg etter formen på tennene, gir deg en fire ganger større kontaktflate og når områder som er vanskelige å komme til, enklere\*\*\*

### Førsteklasses børsteopplevelse



DiamondClean 9000 leveres med et unikt ombré-design for en førsteklasses, ergonomisk børsteopplevelse som passer til stilen din. Slank, kompakt reiseveske i en komplementærfarge kan tas med overalt.

### Avansert Sonicare-teknologi




Kraftige soniske vibrasjoner gir 62 000 bevegelser i minuttet for å føre plakkbekjempende bobler mellom tennene og langs kanten av tannkjøttet. Fjerner opptil 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste.

### 4 moduser / 3 intensitetsnivåer



Velg mellom 4 børstemoduser: Clean for en enestående daglig rengjøring, White+ for å lysne opp smilet, Gum Health for en skånsom, men effektiv rengjøring og Deep Clean+ for en oppkvikkende og dyptgående rengjøring. Tre intensitetsinnstillinger fra lav til høy lar deg øke tryklsen eller ta vare på sensitiv tannkjøtt.

### Innebygd trykksensor



Du legger kanskje ikke merke til om du pusser for hardt, men det gjør DiamondClean 9000. Hvis du bør lette trykket, lager tannbørsten en pulserende lyd. Det er en påminnelse om å la børstehodet gjøre jobben.


HX9911/88

### BrushSync automatisk paring



Smarte børstehoder sikrer at du bruker riktig modus og intensitet for å få den beste tannpussen. Når du bruker C3 Premium Plaque Control-børstehodet, synkroniserer DiamondClean 9000-teknologien børstehodet med modusen White+ automatisk for å hjelpe deg med å gjøre tennene hvitere.

### Sonicare-app



DiamondClean 9000 gir deg rådene du trenger for å forbedre og opprettholde sunne pussevaner mellom tannlegebesøk. Innebygde smartsensorer gir deg beskjed når du bruker for mye kraft, og ved å koble pusseopplevelsen din til Sonicare-appen får du en personlig fremgangsrapport som hjelper deg med å følge rutinen din for å se hvor mye du har forbedret deg over tid.

# DiamondClean 9000 Series

Power Toothbrush Special Edition

HX9911/88

## Spesifikasjoner

### Produktoppdatering

**Støtteperiode:** Philips vil levere de nødvendige sikkerhetsoppdateringene til og med 31. desember 2026.

### Tilkoblingsmuligheter

**Trådløs Bluetooth®-teknologi:** Børsteapp tilkoblet

### Drift

**Spenning:** 110–220 V

### Tekniske spesifikasjoner

**Batteri:** Oppladbar

**Driftstid (full til tom):** 14 dager\*\*\*

**Batteritype:** Litium-ION

**Strømforbruk:** Standby uten skjerm <0,5 W

### Utforming og utseende

**Farge:** Akvamarin gradient

### Service

**Garanti:** 2 års begrenset garanti

### Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

**iOS-kompatibilitet:** Tredjegerasjons iPad eller

nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller

nyere, med iOS7-operativsystem

### Brukervennlighet

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som

klikkes enkelt på plass

**Byttepåminnelse:** Sikrer alltid best mulige

resultater, påminnelsesikonet lyser opp

### Deler som medfølger

**Håndtak:** 1 DiamondClean 9000

**Børstehoder:** 1 C3 Premium Plaque Control

**Reiseetui:** 1

**Ladebase:** 1

### Rengjøring

**Ytelse:** Fjerner opptil 10 ganger mer plakk\*

**Tidsbryter:** BrushPacer og SmarTimer

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Vibrering i

håndtaket for å varsle brukeren

### Moduser

**Tre intensiteter:** Høy, Middels stor, Lav

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**Deep Clean+:** For en oppfriskende, grundig

tannpuss

**For sunt tannkjøtt:** Pusser jekslene ekstra godt

**White+:** For å fjerne misfarging

### Teknologi med Smart-sensor

**Trykksensor:** Sier ifra når du børster for hardt

**Byttepåminnelse med BrushSync:** Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

