

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Munndusj

Quad Stream-teknologi
Firkantebølge-teknologi veileder
deg



HX3806/31

Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi

Fjerner opptil 99,9 % av plakk* på områder som behandles

Grundig rensing mellom tennene for et sunt tannkjøtt. Den unike Quad Stream-tuppen renser bedre slik at du får en mer effektiv rensing mellom tennene hver gang.

Enkelt og praktisk

- Beholder på 250 ml som er enkel å fylle opp
- Enkel teknikk
- Standardspiss for flekkrengjøring
- Rask, universell lading med USB-C-kabel

Raskere og mer effektiv rensing mellom tennene

- To rensemødi, tre intensitetsnivåer
- Ferdig rengjøring på 60 sekunder
- Firkantebølge-teknologien veileder deg fra tann til tann
- Quad Stream-teknologi for raskere og mer effektiv rens mellom tennene

PHILIPS
sonicare

Høydepunkter

Quad Stream-teknologi



Den unike X-formede Quad Stream-tuppen skiller strømmen i fire vannstråler, som dekker mer område mellom tennene og langs tannkjøttet. Få en raskere, dypere rengjøring uten å måtte bruke tanntråd.

Firkantebølge-teknologi



Rolige vannpulser holder deg i gang og leder deg fra tann til tann i Deep Clean-modus – slik at det blir riktig hver gang.


To modi, tre intensitetsnivåer



Velg rengjøringen som passer til smilet ditt. Clean-modus gir kontinuerlig flyt for effektiv daglig rengjøring. Deep Clean-pulser for

grundigere rengjøring. Justerbart intensitetsnivå tilpasses for komfort.

Ferdig rengjøring på 60 sekunder



Få tilgang til områder som er vanskelige å nå, med en dyse som roterer 360 grader, slik at du kan bruke enheten i alle retninger. Få en grundig 360° rengjøring på bare 60 sekunder fra start til slutt.

USB-C-lading




Praktisk lading med en USB-C-kabel bruker samme tilkobling som de fleste mobiltelefoner og nettbrett. Få opptil 14 dager med rengjøring fra én lading.

Beholder på 250 ml




Beholderens kapasitet på 250 ml rommer nok vann til en anbefalt 60-sekunders rengjøring. Bare vri og fjern eller bruk sidedøren for enkel påfylling.

Enkel teknikk



Bare pek, trykk og rengjør for mer effektiv bruk av tanntråd. Rett tuppen mellom tennene og langs tannkjøttet – og la den gjøre alt arbeidet for deg!

Standardspiss for flekkrengjøring



En standard enkeltstrøms tupp øker trykket for flekkrengjøring og fjerning av matrester når du trenger det.

Spesifikasjoner

Drift

- Spenning: Flerspenningslader

Consumer Trade Item

- Height: 24.7 cm
- Width: 13.4 cm
- Length: 9.2 cm
- Net weight: 0.418 kg
- Gross weight: 0.636 kg
- GTIN: 8710103991786
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

- Height: 27.2 cm
- Width: 15.1 cm
- Length: 29.9 cm
- Net weight: 1.254 kg
- Gross weight: 1.908 kg
- GTIN: 18710103991783

Service

- Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

- Håndtak: Slank, ergonomisk form
- Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Ytelse

- Rengjøring: Rengjør hele munnen på 60–90 sek

Deler som medfølger

- Trådløs Power Flosser: 1
- F1 standarddyse: 1
- F3 Quad Stream-dyse: 1
- Reiseveske: 1
- USB-ladekabel: 1
- USB-veggadapter: 1

Moduser

- Clean: For enestående hverdagsrengjøring
- Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig tannpuss
- Intensitetsnivåer: 3

Helsefordeler

- Plakkfjerning: Fjerner opptil 99 % av plakk på områder som behandles*

Utforming og utseende

- Farge: Hvit



Utgivelsesdato
2024-04-11

Versjon: 14.13.3

EAN: 87 10103 99178 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* I en in vitro-studie. Faktiske resultater kan variere.