

Philips  
EnergyLight

HF3319/01



## Fühlen Sie sich voller Energie

Für mehr Energie wie an einem sonnigen Tag

Das Philips Energy Light ist ein spezielles Lichttherapiegerät, das Sie mit Tageslicht und Energie versorgt, sodass Sie das ganze Jahr über ein Sommerfeeling bewahren können, das Ihren Alltag merklich aufhellt.

### **Komfortable und benutzerfreundliche Leuchte**

- Verstellbarer Winkel
- Variable Einstellung der Lichtintensität
- Behandlungszeitanzeige
- Keine UV Strahlen

### **Erwiesene Vorteile**

- 100 Jahre Know-how in Sachen Lichttechnologie von Philips
- 91 % der Verbraucher sind mit dem EnergyLight zufrieden
- Klinisch erwiesen, bekämpft den Winterblues
- 94 % stimmen zu, dass das EnergyLight den Winterblues bekämpft

### **Vertreiben Sie den Winterblues, stärken Sie den Energiehaushalt.**

- Lichtintensität von 10.000 Lux
- Hilft dabei, die Symptome von Winterblues und -depressionen zu lindern
- Wenden Sie es 30 Minuten pro Tag an.

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Bekämpft den Winterblues



In Ländern mit langen Wintern fühlen sich viele Menschen oft schlapp und unwohl wegen des mangelnden Lichts. Dieses Phänomen ist als Winterblues bekannt. In der Regel beginnt er im Herbst und kann mehrere Wochen anhalten. Philips EnergyLight ist eine einfache und natürliche Möglichkeit, die Symptome zu lindern, Ihnen mehr Energie zu verleihen und die Sommerlaune wiederherzustellen.

### Lichtintensität von 10.000 Lux



Das EnergyLight produziert ein Licht, das in Intensität und Qualität dem natürlichen Tageslicht entspricht. Es leistet bis zu 10.000 Lux, ohne Sie dabei mit grellem Licht zu blenden.

### 30-minütige Anwendung pro Tag



Verwenden Sie das Philips EnergyLight täglich 30 Minuten lang bei maximaler Intensität. Ihre Stimmung hellt sich deutlich auf, und Sie verfügen über mehr Energie. Eine längere Anwendung ist absolut sicher. Verwenden Sie das EnergyLight in der Nähe Ihres Sichtfelds –

direkter Blick in das Licht ist nicht erforderlich. Wenn Sie das EnergyLight in den Wintermonaten regelmäßig anwenden, verbreitet sich Sommerlaune auch an dunkleren Tagen.

### Behandlungszeitanzeige




Das EnergyLight verfügt über einen LED-Timer, der anzeigt, wie lange das Gerät bereits verwendet wird.

### Variable Einstellung der Lichtintensität



Bekämpfen Sie den Winterblues, und fühlen Sie sich voller Energie wie an einem sonnigen Tag, durch die Verwendung des Geräts z. B. mit der Lichtintensität, die Sie zum Lesen brauchen. Das EnergyLight hat einen Dimmer für die Lichtintensität, mit dem Sie die Intensität je nach Wunsch von Null bis ca. 10.000 Lux (bei 15 – 20 cm) regeln können.

### Verstellbarer Winkel



Das Gerät kann für eine bequeme Bedienung in verschiedenen Winkeln eingestellt werden.

### Keine UV Strahlen



Das EnergyLight verwendet das gesamte Spektrum des natürlichen Tageslichts. Es entspricht den europäischen Sicherheitsstandards und hat einen integrierten UV-Filter. Das EnergyLight ist daher sicher im Gebrauch.

### Verbraucher bestätigen die Wirksamkeit

94 % der Verbraucher stimmen zu, dass das Philips EnergyLight erfolgreich den Winterblues bekämpft. Getestet in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und den Niederlanden (Metrix Lab mit 286 Verbrauchern).

### Hohe Verbraucherezufriedenheit

91 % der Verbraucher sind mit dem Philips EnergyLight zufrieden. Getestet in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und den Niederlanden (Metrix Lab mit 286 Verbrauchern).

### Klinisch erwiesen



Unabhängige Studien zeigen, dass EnergyLight-Produkte von Philips Ihren Körper mit dem Licht versorgen, das er benötigt, um den Winterblues zu bekämpfen und seinen Energiehaushalt zu verbessern. Energylight: 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-3): 55-61.

# Daten

## Technische Daten

- Leistung: 75 W
- Kabellänge: 200 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Isolierung: Klasse II (doppelte Isolierung)
- Stromspannung: 230 V
- Lampentyp: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Lebensdauer der Lampen: 1.700 Stunden (bei 10.000 Lux)
- Betriebsfrequenz des Vorschaltgeräts: 45 kHz  
125 kHz

## Gewicht und Abmessungen

- Gewicht F-Box (=A-Box): 4,4 kg
- Abmessungen Box (B x H x T):  
36 x 62,2 x 21,5 cm
- Box weight: 4.4 kg

## Logistische Daten

- CTV-Code: 884331901
- Ursprungsland: Deutschland

## Einfache Bedienung

- Verstellbarer Winkel: 20 Grad
- Ein-/Aus-Schalter
- Behandlungszeitanzeige

## Angenehmes Licht

- Variable Einstellung der Lichtintensität
- Gleichmäßige Helligkeit
- Lichtintensität: 10.000 Lux
- Natürliches weißes Licht
- Austauschbare Lampe

## Leicht einstellbar

- Verstellbarer Winkel: 20 Grad

## Medizinisches Gerät

- Richtlinie für Medizinprodukte (MDD): 2007/47/  
EC, MDD 93/42/EEC

## Wohlbefinden durch Licht

- Bekämpft den Winterblues
- Erhöht die Aufmerksamkeit
- Verleiht mehr Energie

## Sicherheit und Vorschriften

- Nicht für allgemeine Beleuchtung
- UV-frei: Keine UV-Strahlung oder nahe UV-Strahlung
- CE 0344-zertifiziert
- Entspricht IEC 60601-1 Ed. 3



Ausstellungsdatum  
2023-01-31

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61