

Philips PulseRelief
& TensRelief, 4
selbsthaftende Elektroden

Passt auf PR3840, PR3093,
PR3094

4 Elektroden
Patentierter Hydrogeltechnologie
Einfache Magnetverbindung



PR3820

Für ein aktives Leben mit weniger Schmerzen

Von Experten anerkannte Schmerztherapie

Die selbsthaftenden Elektroden von Philips basieren auf patentierter Hydrogel-Technologie, um Hautirritation zu minimieren. In einem Paket sind 4 Einheiten enthalten, die bis zu 20 Mal verwendet werden können. Die Elektroden lassen sich dank einer Magnetverbindung leicht auf die TENS-Einheiten aufstecken.

Patentierter Hydrogeltechnologie

- Patentierter Hydrogeltechnologie zur Minimierung von Hautirritationen

Optimiert für den mehrmaligen Gebrauch

- Es wird empfohlen, die Elektroden bis zu 20 Mal zu verwenden

Magnet für leichte Verbindung

- Einfache Magnetverbindung, um TENS-Geräte mit den Elektroden zu verbinden

PHILIPS

& TensRelief, 4 selbsthaftende Elektroden

Passt auf PR3840, PR3093, PR3094 4 Elektroden, Patentierte Hydrogeltechnologie, Einfache Magnetverbindung

Daten

Consumer Trade Item

- Height: 17.2
- Width: 14
- Length: 2.2
- Net Weight: 0.021
- Gross Weight: 0.05
- GTIN: 08710103708575
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 90189075

Außenkarton

- Height: 18.7
- Width: 14.9
- Length: 22.9
- Gross Weight: .598
- GTIN: 18710103708572

Ursprungsland

- USA

Sonstiges

- Height: 105.5
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103708577

Was ist in der Verpackung?

- Selbstklebende Elektroden: 4 Stück
- Größe der selbstklebenden Elektroden: 50 x 50 mm
- Multistick® Hydrogel
- Versiegelter Kunststoffbeutel

Hydrogel-Zusammensetzung

- Glycerin, nicht-teigig: (Cas.-Nr.: 56-81-5)
- Wasser: (Cas.-Nr.: 28062-44-4)
- Poly(acrylat) Co-Polymer: (Cas.-Nr.: 7732-18-5)

PR3820/00

Besonderheiten

Hautirritation minimieren

Unsere Elektroden verwenden eine patentierte Hydrogeltechnologie, um die Effekte von Hautirritationen zu minimieren. Die Elektroden sind flexibel und können somit auch auf unregelmäßigen Körperkonturen angewandt werden.

Empfohlene Verwendung bis zu 20 Mal

Für mehrfache Anwendungen auf verschiedenen Körperteilen. Wie häufig die Elektroden verwendet werden können, ist abhängig von Hauttyp und Verwendung. Die Elektroden können bis zur nächsten Verwendung problemlos in ihrer ursprünglichen Kunststoffverpackung aufbewahrt werden.

Einfache Magnetverbindung

Die TENS-Einheiten werden über eine einfache Magnetverbindung mit den selbsthaftenden Elektroden verbunden. Bringen Sie zunächst die selbsthaftenden Elektroden an Ihrem Körper an, und verbinden Sie dann die TENS-Einheiten über eine Magnetverbindung.



Ausstellungsdatum
2023-03-05

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 70857 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com