

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

FlexCare Platinum

3 режима, 3 уровня интенсивности

2 чистящие насадки

С датчиком давления

Ультрафиолетовый дезинфектор



HX9172/14



Тщательная и бережная чистка

В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

FlexCare Platinum обеспечивает тщательное удаление налета и бережное воздействие на зубы и десны. Благодаря насадке AdaptiveClean и удобному датчику давления вам гарантировано эффективное и бережное удаление налета.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
- Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов
- Уничтожение микробов с помощью ультрафиолетового дезинфектора

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Три настройки интенсивности и три режима чистки
- Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без лишних усилий

Глубокая очистка с Philips Sonicare

- Адаптивная технология для тщательной и бережной чистки
- Повторяет контуры зубов и десен для более тщательной чистки
- Динамический поток жидкости для ухода за полостью рта

Подходит к любому образу жизни

- Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий
- Удобный дорожный футляр и зарядное устройство

Основные особенности

Тщательная чистка гарантирована




Бывает очень сложно отказаться от старых привычек, но зубная щетка нового поколения FlexCare Platinum перевернет ваше представление о чистке. Благодаря нашей адаптивной технологии, которая включает в себя инновационную насадку AdaptiveClean и удобный датчик давления, даже самые труднодоступные участки очищаются намного проще. Повторяя контуры зубов, щетинки насадки AdaptiveClean охватывают до 4 раз более широкую поверхность** зубов и десен и удаляют до 10 раз больше налета. Если во время чистки применяется слишком сильное давление на зубы, датчик давления вызывает легкую вибрацию ручки зубной щетки, предупреждая о необходимости более бережного воздействия на десны — при этом обеспечивается неизменно эффективное удаление налета.

Чистящая насадка AdaptiveClean




AdaptiveClean — насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким ребрам, выполненным из резины, эта насадка повторяет любые контуры. Она охватывает до 4 раз более широкую поверхность и удаляет до 10 раз больше налета вдоль линии десен и в межзубных промежутках. Во время перемещения вдоль десен насадка поглощает избыточное давление, гарантируя бережный уход за деснами при каждой чистке.

Удобный датчик давления



Во время чистки вы можете не замечать, что слишком сильно надавливаете на зубы, поэтому щетка FlexCare Platinum позволяет контролировать давление. При сильном нажатии удобный датчик давления включает легкую вибрацию ручки зубной щетки, предупреждая о необходимости совершать более мягкие движения. Исследования показали, что 7 из 10 пользователей, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили интенсивность благодаря датчику давления.

Пользовательская настройка режимов чистки



Щетка FlexCare Platinum имеет три настройки интенсивности и три режима чистки, что обеспечивает удобство и высокую эффективность. Если требуется уделить особое внимание чистке труднодоступных участков, используйте трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка) для наилучших результатов. Режим Clean (Чистка) предназначен для эффективной ежедневной чистки, а режим White (Отбеливание) — для удаления налета. Задайте уровень интенсивности (низкий, средний или высокий) в соответствии с предпочтениями.

Режим Deep Clean (Глубокая чистка)



Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходную чистку даже труднодоступных участков. Благодаря уникальным

движениям насадки и увеличенному до трех минут времени чистки этот режим — отличный выбор, если вы хотите уделить особое внимание труднодоступным местам.

Звуковая технология



Выполняя более 31 000 чистящих движений в минуту, щетка нового поколения FlexCare Platinum обеспечивает тщательную чистку и видимый результат. Благодаря звуковой технологии динамический поток жидкости эффективно очищает межзубные промежутки и десны. Щетка FlexCare Platinum бережно массирует десны, стимулируя кровообращение и помогая удалить налет. Эффективная и бережная чистка — результат, подтвержденный клиническими исследованиями.

Ультрафиолетовый дезинфектор



Содержите насадки в чистоте с помощью технологии ультрафиолетовой дезинфекции Philips. Ультрафиолетовый дезинфектор, входящий в комплект поставки звуковой зубной щетки FlexCare Platinum, разработан специально для защиты от микробов. Свет дезинфектора освещает всю поверхность насадки, уничтожая до 99 % бактерий.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Серый с белой матовой панелью

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Время работы: До 3 недель***

В комплекте

Зарядное устройство: 1

Щетки: 1 FlexCare Platinum

Насадки: AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare стандартного размера

Дорожный футляр: 1

Ультрафиолетовый дезинфектор: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели

Датчик давления: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Эффект осветления: Помогает удалять налет естественным образом

Режимы

3 уровня интенсивности: Высокий, Низкий, Средняя

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Deep Clean (Глубокая чистка): Для эффективной тщательной чистки

