

# PHILIPS

12 mm:n erittäin  
joustava letku

DreamStation Go

Philipsin ohuin letku

Antaa liikkumavapautta

Philipsin kevyin letku



HH1455



## Helppo kääntää kylkeä

Philipsin 12 mm:n letku on 58 % ohuempi kuin 22 mm:n ilmaletku\*. Se on myös 15 mm:n letkua joustavampi ja eikä sido sinua samaan asentoon koko yöksi.\*\*

**12 mm:n letku on ohuempi ja kevyempi kuin mikään aiemmista**

- Ohuin ja kevyin

## Kohokohdat

### Ohuin ja kevyin

12 mm:n erittäin joustava letku on Philipsin kaikista ohuin ja kevyin letku. Tuoreessa vertailututkimuksessa potilaat pitivät DreamStationin 12 mm:n erittäin joustavaa

letkua joustavampana, miellyttävämpänä ja enemmän liikkumavapautta antavana verrattuna tavallisesti käyttämäänsä letkuun.\*\*

## Tekniset tiedot

### Tekniset tiedot

**Materiaali:** TPE ja polypropeeni

**Varaosat:** 6 kk:n välein

**Letkun pituus:** 187,5 cm, 6,15 jalkaa

**Letkun paino:** 69 grammaa, 2,44 unssia

**Letkun sisähalkaisija:** 12,12 mm

### Huolto

**Takuu:** 90 päivää

### Yhteensopivuus

**PAP-järjestelmä:** DreamStation Go CPAP, AutoPAP

