

Philips
Energy Light



HF3308/01

Få energi

som på en solskinsdag

Speciel lyskilde, som giver dig den dosis dagslys - og den energi - du har brug for, uanset årstiden og på en måde, som nemt kan tilpasses dine daglige rutiner.

Sikker brug

- UV-fri

Beviste helbredsmæssige fordele

- Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)

Få energi på 30 minutter om dagen

- Originale Philips Energy Light-lamper


Let at placere efter dine personlige ønsker

- Justérbar vinkel

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Originale Philips Energy Light-lamper



Energy Light er udstyret med originale Philips Energy Light-lamper, som leverer lys med den samme intensitet og kvalitet som naturligt dagslys. Faktisk kan den levere op til 10.000 lux, men uden at man bliver blændet. Hvis du bruger Energy Light i bare 30 minutter om dagen (du behøver ikke at sidde og kigge ind i lampen hele tiden) ved en lysintensitet på 10.000 lux, vil du mærke, at dit energiniveau og humør bliver bedre efter bare 5 dages brug.

Justérbar vinkel



Apparatet kan anbringes i forskellige vinkler til komfortabel brug.

UV-fri



Energy Light anvender det naturlige dagslys' fulde spektrum. Produktet lever op til de europæiske sikkerhedsstandarder og har en UV-filtreringsskærm. Derfor er det sikkert at bruge Energy Light.

Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)



Denne enhed har beviste helbredsmæssige fordele i overensstemmelse med certificeringen i det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD).

Tekniske specifikationer

- Ledningslængde: 3 m
- Strøm: 72 timer VV
- Frekvens: 50/60 Hz
- Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)
- Spænding: 220/230
- Pærertype: 2PL-L 36 W Philips Original EnergyLight
- Pærers levetid: 10.000
- Ballasttype: HF-K 236TLD (højfrekvent)
- Ballastdriftsfrekvens: 42.000 kHz

Vægt og mål

- Produktvægt: 3,5 kg
- Produktmål: 33x57x18 (BxHxD) cm
- Antal på Euro-palle: 30 (UK 39) pcs
- F-boksens mål (=A-boks): 36x62,2x21,5 (BxHxD) cm
- F-boksens vægt (=A-boks): 4,4 kg

Logistiske data

- CTV-kode: 884330801000
- Oprindelsesland: Tyskland

Sikkerhed

- UV-fri: der kommer ingen UV-stråling gennem filtreringsskærmen
- Ingen blinken: pga. den højfrekvente beskyttelse, der forhindrer hovedpine
- Cenelec-certificeret

Nem at anvende

- Brugervejledning på produktet: Indikerer hvor længe man skal bruge produktet og i hvilken afstand
- Afbryderknap

Få energi på 30 minutter om dagen

- Original Philips EnergyLight: lamper: 10.000 lux ved 20 cm, 2.500 lux ved 60 cm

Let at placere

- Justérbar vinkel: 20°
- Kompakt størrelse: 18x33 (DxB) cm

Indikator for tilfredshed

- 94% tilfredse brugere

Medicinsk apparat

- Beviste helbredsmæssige fordele



Udgivelsesdato
2022-06-21

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com