

Philips Sonicare Elite  
Elektrische  
Schallzahnbürste



HX9552

# Individuelles Zahnpflegesystem

4 Anwendungsmöglichkeiten in einem Gerät

Niemand ist gleich – insbesondere, wenn es um die Mundpflege geht. Deshalb lohnt es sich, eine elektrische Zahnbürste zu verwenden, die sich an Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse anpasst und dabei hervorragende Ergebnisse liefert.

## 2 Bürstenkopfgrößen und 2 Geschwindigkeiten

- Für die gründliche tägliche Reinigung; zum Massieren und Stimulieren des Zahnfleischs
- Standard für gründliche Reinigung, Mini für die präzise Reinigung an schwer zu erreichenden Stellen

## Hervorragende Reinigungstechnologie

- Nachweislich sicher und sanft
- Dynamische Flüssigkeitsströmung reicht bis tief in die Zahnzwischenräume
- Entfernt Plaque an schwer erreichbaren Stellen
- Gesundes Zahnfleisch

## Individuelle Reinigung

- Easy-Start zum Kennenlernen des Sonicare-Erlebnisses
- 4-Quadranten-Timer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Besonderheiten

## 2 Bürstenkopfgrößen




Standard für gründliche Reinigung, Mini für die präzise Reinigung an schwer zu erreichenden Stellen

## 2 Geschwindigkeiten




Max für die gründliche tägliche Reinigung; Gentle für empfindliche Bereiche und zum Massieren des Zahnfleisches.

## 4-Quadranten-Timer



4-Quadranten-Timer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.

## Easy-Start



Erhöht die Putzintensität langsam über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Sonicare Putzerlebnisses.

## 2-Minuten-Timer



Dynamische Flüssigkeitsströmung reicht bis tief in die Zahnzwischenräume

## Deluxe-Ladestandsanzeige

Entfernt Plaque an schwer erreichbaren Stellen

## Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

## Gesundes Zahnfleisch

Unterstützt die Reduzierung gingivitischer Symptome und hilft bei der Rückbildung von Zahnfleischtaschen.

# Daten

## Zubehör

- HX7001: Standard-Bürstenkopf Elite (Einerpack)
- HX7002: Standard-Bürstenkopf Elite (Zweierpack)
- HX7011: Mini-Bürstenköpfe Elite (Einerpack)
- HX7012: Mini-Bürstenkopf Elite (Zweierpack)

## Technische Daten

- Stromverbrauch: 3 W
- Spannung: 220 bis 240
- Ladezeit: 24 hr
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 40
- Akku: NiCd
- Geschwindigkeit (Max.): Bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute

## Gewicht und Abmessungen

- Produktmaße: 17,2 x 9,5 x 23,5 in
- F-Box-Gewicht: 680 lb
- A-Box-Maße: 35,1 x 29,7 x 24,1 in
- A-Box-Gewicht: 4,08 lb
- Stückzahl A-Box: 6 pcs

## Weitere Funktionen

- 2-Minuten-Timer: Zahnärzte empfehlen eine Putzdauer von 2 Minuten
- Deluxe-Ladestandsanzeige: Grüne Anzeige beim Aufladen, gelbe Anzeige für leeren Akkustand
- Ergonomisch geformter Griff: Rutschfester Griff für verbesserte Handhabung
- Easy-Start-Funktion: Langsame Erhöhung der Intensität über 14 Anwendungen
- Programmierbarer Quadpacer: 30-Sekunden-Intervall-Quadpacer für gleichmäßiges Putzen
- 2 Geschwindigkeiten: Geschwindigkeitsauswahl nach persönlichen Vorlieben
- Konturierte Bürstenköpfe in 2 Größen: Standard für absolute Reinheit, Kompakte Präzision
- Patentierte Schalltechnologie: Dynamische Flüssigkeitsströmung reinigt Zahnzwischenräume

## Reinigungsleistung

- Geschwindigkeit: Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.



Ausstellungsdatum  
2022-06-21

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)