



Philips goLITE BLU  
energy light

**genopladelig**  
internationale adaptere



HF3330/01

## Få mere energi

Energi hele dagen på en naturlig måde

Philips goLITE BLU er et kompakt og bærbart energily, der producerer et blåt lys lige så klart som sommerhimmelen. Denne særlige lysterapi er kendt for at hjælpe med at øge dit energiniveau på en naturlig måde, når du har bug for det, og hjælper med at bekæmpe vintertræthed.

### Praktisk, behagelig og nem at bruge

- Baggrundsbelyst touch-screen til justering af timer og lysintensitet
- Ekstra langtidsholdbare LED-lys
- Praktisk, bærbart og genopladelig
- Skal blot anvendes i 15-45 minutter om dagen for at give resultater
- 100% UV-frit blåt lys

### Øger energiniveauet og bekæmper vintertræthed

- Mildner symptomerne på vintertræthed
- Hjælper med til at overvinde træthed efter jetlag
- Hjælper med at øge energiniveauet
- Bruger et klart blåt lys, som f.eks. en klar sommerhimmel

### Proven benefits

- Klinisk dokumentation\* giver bedre humør og højere energiniveau
- 100 års ekspertise inden for lysteknologi fra Philips
- Uafhængige test viser, at brugerne opnår et højere energiniveau

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Naturligt blåt lys



goLITE BLU energy light producerer en bestemt slags klart, blåt lys, der opstår naturligt på dage med fuld sol. Særlige receptorer i øjnene absorberer dette blå lys, som holder dig energisk og vågen, når du har brug for det.

### Bekæmper vintertræthed



I lande med lange vintre oplever mange mennesker manglende energi og nedtrykthed på grund af mangel på lys. Disse symptomer kaldes vintertræthed. De begynder typisk om efteråret og kan vare i adskillige uger. Philips goLITE BLU bekæmper helt naturligt disse symptomer og gendanner dit sommerhumør og energiniveau.

### Øger energiniveauet



Vores travle livsstil kræver meget af os, og vi ønsker at yde vores bedste både på jobbet og i fritiden. Sommetider oplever vi triste øjeblikke

eller dyk i løbet af dagen. Brug af goLITE BLU-energilyset på et hvilket som helst tidspunkt forøger helt naturligt dit energiniveau og giver dig mere overskud.

### Hjælper mod jetlag

Mange mennesker, der rejser jævnlige, oplever jetlag efter lange flyveture. Hvis du bruger goLITE BLU, når du lider af jetlag, får du et naturligt energiløft, og det kan hjælpe dig med at nulstille kroppens ur til den nye tidszone.

### Anvendes i 15-45 minutter om dagen



Stil goLITE BLU inden for dit synsfelt – det er ikke nødvendigt at se direkte ind i lyset. Hvis du bruger goLITE BLU energy light i mindst 15 minutter, forbedrer det dit humør og energiniveau. Det er også fuldt ud sikkert at anvende den i længere tid. Regelmæssig brug hver morgen i vintermånederne dæmper symptomerne på vintertræthed.

### Anvend den overalt



Kompakt design, opbevaringsetui, genopladeligt batteri og internationale adaptere gør goLITE BLU nem at bruge, opbevare og tage med overalt.

### Justerbar timer og intensitet



Indstil timeren efter dit behov (1-60 min.) ved brug af det berøringsfølsomme display, og vælg det ønskede lysniveau med lysdæmperen. Indstil alarmen for behandlingstid for at sikre, at du gennemfører den indstillede behandlingstid.

### Langtidsholdbare LED'er



De langtidsholdbare LED-lys i goLITE BLU-energilyset kan bruges 30 minutter om dagen i 50 år uden at miste deres effektivitet.

### UV-fri



Det klare, blå lys forøger dit energiniveau helt naturligt som på en solskinsdag, men uden den naturlige sols UV-stråler.

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer

- Ledningslængde: 180 cm
- Spænding: 100-240 V
- Strøm: 12 W
- Frekvens: 50/60 Hz
- Isolering: Klasse II (dobbelisolering)
- Pæretype: LED
- Pærers levetid: 10.000 hr

## Vægt og mål

- Produktvægt: 0,4 kg
- Produktmål: 14 x 14 x 2,5 cm
- Kassens mål (BxHxD): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0.9 kg
- Ydre emballage: 2

## Logistiske data

- CTV-kode: 884333001
- Oprindelsesland: Kina

## Nem at anvende

- Afbryderknap
- Baggrundsbelyst touch-screen
- Indbygget ur
- Pausefunktion
- Alarm til påmindelse om behandling
- Behandlingstimer: 0-60 min.

## Komfortabelt lys

- Avanceret diffusionsoptik
- Bredt behandlingsfelt
- Lysdæmper: Ja, 4 niveauer
- Specifikt blåt lys

## Medicinsk apparat

- Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/42/EU

## Bærbar

- Internt genopladeligt batteri
- Lille, kompakt design
- Beskyttende etui medfølger
- Internationale strømadaptere

## Velvære med lys

- Bekæmp vintertræthed
- Bekæmp jetlag
- Bliv mere opmærksom
- Øg energiniveauet

## Sikkerhed og regler

- Ikke til generel belysning
- UV-fri: Ingen eller næsten ingen UV--stråling
- CE 0344-certificeret
- I overensstemmelse med IEC 60601-1 Ed. 3



Udgivelsesdato  
2022-09-13

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 34741 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12